

器 1 2 理学診療用器具
一般医療機器 止血器 (70678000)

電動式デジタルエアータニケット MT-970

（止血器の付属品：カフホース）

【禁忌・禁止】

- ・他社製の止血器では使用しないこと。[他社製の止血器での使用可能は確認していません。]

【形状、構造及び原理等】

カフホース A



商品コード	商品名
01-447-21	カフホース A (2 m) オレンジ
01-447-31	カフホース A (3 m) オレンジ
01-447-41	カフホース A (4 m) オレンジ
01-447-51	カフホース A (5 m) オレンジ

カフホース B



商品コード	商品名
01-447-20	カフホース B (2 m) ブルー
01-447-33	カフホース B (3 m) ブルー
01-447-43	カフホース B (4 m) ブルー
01-447-53	カフホース B (5 m) ブルー

※ グリーンのカフホースは製造販売を中止いたしました。

互換性がありますので、ブルーのカフホースへの切り替えをお願いいたします。

【使用目的又は効果】

再使用可能な止血帯に送気し、術中に止血帯の圧力を設定・制御・維持するためのユニットの止血器と止血帯とを接続するホースであり、止血器で発生した圧縮空気を止血帯に送ることを目的とする。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- (1) 適切な色と長さのカフホースを選択し、使用可能な止血器及び止血帯であることを確認する。

- (2) 破損や亀裂又は劣化がないことを確認する。
- (3) 止血器の取扱説明書に従って、血器と止血帯とを接続する。

2. 使用方法

- (1) 操作は止血器の操作に準じて行う。
- (2) 使用後は、止血器及び止血帯から取外し、消毒用アルコール等で清拭きすること。

＜使用可能な医療機器＞

本品は、以下の機器で使用が可能です。

販売名	届出番号
電動式デジタルエアータニケット MT-820	13B1X00306E00001
電動式デジタルエアータニケット MT-830	13B1X00306E00002
電動式デジタルエアータニケット MT-860	13B1X00306E10009
電動式デジタルエアータニケット MT-870	13B1X00306E10010
電動式デジタルエアータニケット MT-880	13B1X00306E10011
電動式デジタルエアータニケット MT-960	13B1X00306N10295
電動式デジタルエアータニケット MT-970	13B1X00306N10296
MT-820/MT-830用カフ	13B1X00306E00003
新MT用ダブルカフ HOタイプ	13B1X00306G10531
MT-900シリーズ用カフ	13B1X00306N10297

【使用上の注意】

1. 使用する止血器及び止血帯の添付文書等を参照すること。
2. ねじれや折れ曲がりがないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

常温・常湿で保管し、劣化したら交換してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 適切な消毒剤を用いて清拭法にて消毒すること。適合性や希釈濃度については消毒剤の製造元の指示に従うこと。
2. 液体に浸さないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場