

作成：2022年3月25日 作成（第1版）

類別：器 12 理学診療用器具
一般医療機器 一般名称：冷却パック(コード:37240020)

販売名：手のひら冷却 アイシング fresh(ピンク)

【禁忌・禁止】

以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はやめること。

- ① 知覚鈍麻のある部位
- ② その他医師が不適当と判断した人。

【形状・構造及び原理】

1. 形状、構造

本品は図-1の構造、図-2の形状を有するものである。



図-1 (断面図)



図-2 (本体)

2. 原理

冷却媒体の入った本品を冷却装置で冷却・蓄冷し、その冷却効果により患部を冷却する。

【使用目的又は効果】

冷却された本品を患部にあて、消炎鎮痛処置(冷感治療)を行う冷却用パックである。本品は再使用可能である。

【品目仕様】

冷却剤	
内袋	：ナイロンポリエチレン
内容物(冷却ジェル)	：水、増粘剤
ポリ袋	：ポリエチレン
断熱シート	：ポリエチレン
EPU 外装	：ポリウレタン

【操作方法又は使用方法】

1. 冷凍庫(一般家庭用冷凍庫(フリーザー等))を設置する。
2. 冷却剤本体を冷凍庫に入れ10時間以上冷却する。
3. 冷却された冷却剤本体を冷凍庫から取り出し、破損が無いかを確認する。
4. 冷却剤本体で適宜の時間患部を冷却し終了する。
5. 使用後は、汚れ・破損等の確認を行い、中性洗剤で洗った後水分を拭き取り、冷凍庫で再度冷却する。
また、続けて使用しない場合も冷凍庫にて保管する。

【使用上の注意】

1. 治療に必要な冷却時間を超えないように注意すること。
2. 患者に異常が見られた場合、患者にとって安全な状態で直ちに施術をやめ適切な処置をとること。
3. 冷却剤本体に破損等の異常が見られた場合も使用・施術を中止し新しいものと取り換えること。
4. 加熱は絶対に行わないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

1. 使用後は中性洗剤で洗った後水分を拭き取り、冷凍庫にて保管すること。
2. 本品は、一部消耗品の要素があるので、破損状況を見極め定期的に交換すること。
3. 保管は高温、極寒、多湿の場所や直射日光を避け、先入れ先出しを守ること。(保管・管理に怠りがある場合、劣化の原因になることがある。)
4. 使用期間は原則的に6ヶ月間が望ましいが、破袋や傷、大幅な重量減少が無い場合は使用できる。

【取り扱い上の注意】

1. 冷却剤本体は軟包材に包まれたゲル剤で構成されているので、乱暴に扱ったり、鋭利なものが触れると破損の原因になるので注意すること。
2. 加熱は絶対に行わないこと。

【保守・点検にかかる事項】

1. 本品は一部消耗品の要素があるので、施術前に破損がないことを定期的に点検し、内容物の液漏れが無い、フィルムに破損は無いかを点検し不慮の障害を未然に注意すること。

【包装】

冷却剤本体 1 個

【製造販売業者】

名称 三重化学工業株式会社
住所 三重県松阪市大口町 262-1
連絡窓口 企画開発室
電話番号 0598-51-2361

GS1-128



(01)04978797400296

裏面の取扱説明書を必ずご参照下さい。