

機械器具 (25) 医療用鏡
一般医療機器 顕微鏡付属品 JMDN37294000
特定保守管理医療機器
カバーガラス

【警告】

- ・ 接続する手術用顕微鏡の添付文書、取扱説明書をよく読んでから本品を使用すること。不十分だと誤使用による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
- ・ 当社製以外の手術用顕微鏡に装着しないこと。想定外の事故による不具合・有害事象の発生の恐れがある。
- ・ 使用前に必ず滅菌処理を行うこと。滅菌を行わないと感染による不具合・有害事象の発生の恐れがある。

【禁忌・禁止】 [不具合・有害事象の発生の恐れがある。]

- ・ 使用目的以外の手術には使用しないこと。
- ・ 当社指定品以外の消耗品や付属品を使用しないこと。
- ・ 「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」以外の滅菌を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

MM80 タイプ



直径約 88mm

MM51 タイプ



直径約 104mm

ELTタイプ *



直径約 80mm

原材料

光学ガラス、金属など

【使用目的又は効果】

本品は、三鷹光器株式会社の手術用顕微鏡に装着し、対物レンズを生物的汚染や物理的衝撃から保護する。

【使用方法等】

- 1 使用前に本品を滅菌処理する。
- 2 滅菌方法は「EOG 滅菌」または「オートクレーブ滅菌」を行う。
- 3 手術用顕微鏡の添付文書に従って、手術用顕微鏡を準備する。
- 4 手術用顕微鏡の対物レンズ部分に、本品を装着する。
- 5 使用後は消毒し、中性洗剤を用いて手で洗浄する。
- 6 次回の使用に備えて滅菌処理する。

*【オートクレーブ滅菌の推奨条件】

温度 121℃、15 分以上または温度 134℃、3 分以上
(各医療施設で設定した上記以外の条件でも問題ない)

【使用上の注意】

■ 重要な注意

- ・ 滅菌前の洗浄は中性洗剤で手洗いすること。
- ・ ガラス面に傷をつけないように洗浄すること。
- ・ 手術の前には必ず動作確認をして異常がないことを確認すること。
- ・ 脱着可能部分は確実に固定されていることを確認すること。
- ・ 操作の際は、常に患者（患部）を監視し、患者に対して無理な力がかからないようにすること。
- ・ 装置に異常が見つかった場合は使用を中止し、販売元へ連絡すること。

■ 不具合・有害事象

不具合 動作不良、故障

【保管方法及び有効期間等】

■ 使用条件

** 温度：15℃～30℃

** 湿度：30%～75%

■ 保管条件

** 温度：5℃～40℃

** 相対湿度：10%～92%(結露無きこと)

- ・ ほこりが少ない室内で保管すること。
- ・ 使用後は消毒し、中性洗剤で洗浄してから乾燥させる。
- ・ 次回の使用に備えて滅菌処理をして保管する。

■ 耐用期間

6 年間（自己認証 当社データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：三鷹光器株式会社

〒181-0014 東京都三鷹市野崎1-18-8

TEL：0422-49-1491 FAX：0422-49-1117

製造業者：三鷹光器株式会社

〒181-0014 東京都三鷹市野崎1-18-8

TEL：0422-49-1491 FAX：0422-49-1117