

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材（コード 70858000）
ベルファーム サーフェス・ハードナー

【禁忌・禁止】

本材又は溶剤に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：睦化学工業株式会社
住所：〒510-0804 三重県四日市市万古町8番9号
電話番号：059-331-2354
受付時間：9.00 ～ 17.00（休祭日を除く）

【形状・構造及び原理等】

形状	容器	成分
液体	ボトル	エタノール、パラトルエンスルフィン酸ナトリウム、その他

本材は化学重合型ペーストの表面に塗布することにより、触媒を活性化し、表面未重合層を硬化させる。

【使用目的又は効果】

歯科用レジン系セメント、歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント又は歯科充填用コンポジットレジンの表面の硬化を促進したり、保護したりするために用いる材料をいう。

【使用方法等】

- （1）通法に従い、コンポジットレジンを歯牙窩洞に充填し、付形を行う。
- （2）本材を混和皿上に一滴取り、小筆あるいはスポンジ球にて付形した表面を壊さないように注意しながら、窩縁部を中心にコンポジットレジン表面に薄く塗布する。
（本材は、コンポジットレジン練和開始約3分経過後を目処に塗布する。）
- （3）コンポジットレジン表面が固化したことを確認し、コンポジットレジン表面を水洗する。
（水洗は、本材塗布約2分経過後を目処に実施する。）
- （4）水洗後、適宜、形態修正、研磨等を行う。

【使用上の注意】

- 1）使用注意
 - ①歯牙や口腔内軟組織に付着した余分の本材は、水洗して取り除くこと。
 - ②本材は可燃物であるので、火気に注意すること。
 - ③本材は、容器の蓋を取ったまま放置しないこと。
 - ④本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- 2）重要な基本的注意
 - ①本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ②本材又は溶剤に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接触れないようにすること。また、本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。
 - ③本材が口腔内軟組織や皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織や皮膚に付着させた場合には、アルコール綿球等で拭き取り、多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期限】

【保管方法】

- ・本材は冷蔵庫に保管すること。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【有効期限】

本品の有効期限は2年とする。

〔自己認証（当社データ）による。〕