

類別:歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 一般的名称:歯科汎用アクリル系レジン(コード 70916010)
ムツミエスプレッソ

【禁忌・禁止】

本材、メタクリレート系モノマーに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は下記の成分より構成される。

粉末 : メタクリレート系樹脂、着色剤、その他
液 : メチルメタクリレート、その他
付属品 : 粉末計量カップ、スポイト、ラバーカップ、スパチュラ

【使用目的又は効果】

義歯床の補修を行う。

【使用方法等】

(1) 混合法

混和用ラバーカップに所定量の液をとり、粉末を加えプラスチックヘラで 10～15 秒混和します。(標準比率は液量 1ml に対し 2 目盛(約 2g)です)

混和終了後軟らかい餅状となり、圧接に使用します。

(2) 筆積法

必要量の粉と液を別々にラバーカップ(またはダッペングラス)採ります。

筆先に液を充分浸漬し筆先を揃えます。

粉剤を筆先につけ、玉を作って使用します。

- * 筆先に付着したレジンガーゼなどで綺麗にふき取ってください。
- * 長時間ラバーカップ等に放置しますと粘度が高くなり操作性が悪くなります。
- * 使用後は筆先やラバーカップに残った完全に拭い取ってください。そのまま放置しておきますと筆が硬くなり筆圧感が悪くなります。

【使用上の注意】

安全に関する注意事項

- ・メタクリレート系モノマー又はポリマーに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

・本材に対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

・液又は液と粉との混合物には、直接手で触れないようにして下さい。また皮膚に付着させたり、目に入れたりしないように注意すること。

・皮膚に付着した場合はアルコール綿等でふき取った後、流水で充分洗浄する。万一目に入った場合は大量の流水で洗浄し眼科医の診断を受けること。

・本材は歯科有資格者以外は使用しないこと。

操作上の注意事項

- ・本材を火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないようにすること。
- ・本材を使用する際には適切な換気(1 時間あたり数回の換気)を行うこと。
- ・本材と他のレジン粉末、液との混合は避けること。

保管上の注意事項

【保管方法及び使用期限等】

- ・本材は火気厳禁の冷暗所に保存して下さい。
又同一の保管場所に大量に保管しないこと。
- ・液、粉末とも必ず蓋を閉めて保管すること。
本材の使用期限は品質確認日から 3 年とする。
[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による]
- * 例 (☐20YY-MM は使用期限 20YY 年 MM 月を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 睦化学工業株式会社
住所 三重県四日市市万古町 8 番 9 号
電話番号 059-331-2354