

## ムツミワックスパターン

### 【禁忌・禁止】

- 1）高温になる場所に保管しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本材は、下記品目より構成される。

| 形状   | 色調 | 成分                           |
|------|----|------------------------------|
| 下記参照 | 赤  | パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、その他 |

グリッドリテンション #501（グリル）  
グリッドリテンション #502（ダイアゴナル）  
グリッドリテンション #503（ホール）  
ダブルアームクラスプ #504（スモール 小臼歯用）  
ダブルアームクラスプ #505（ラージ 大臼歯用）  
フィニッシング ライン #507（スモール）  
フィニッシング ライン #508（ラージ）  
リングクラスプ #509（曲）  
Tクラスプ #510（スモール 小臼歯用）  
Tクラスプ #511（ラージ 大臼歯用）  
リッジリテンション #512（バー）  
パーフォーレイテッドリテンション #517（A）  
パーフォーレイテッドリテンション #518（B）  
リンガルバー #519

### 【原理】

修復物等の製作に用いる既製パターンに用いる。

### 【使用目的又は効果】

可撤性局部義歯を維持するための器具を作製する場合に用いる材料で、ワックスで既定の形状に成形されており、たとえば鑄造等によって金属に置き換えて使用する。

### 【使用方法等】

- ① 症例により適当なパターン形状を選択する。
- ② 模型上にそのまま、又は軟化させたものを圧接して、金属床の維持部を形成する。
- ③ 必要に応じ修正する。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1）本品可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 2）本品使用の際は、火傷をしないよう注意すること。
- \* 3）本品焼却の際は、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び蒸気を吸入しないこと。
- 4）本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 5）本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

- 1）本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医者の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・本品は高温、直射日光を避けて保管すること。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：睦化学工業株式会社  
住所：〒510-0804 三重県四日市市万古町8番9号  
電話番号：059-331-2354  
製造業者：PAN ASIA DENTAL PRODUCTS  
（パナシアデンタルプロダクツ）  
製造国：インドネシア