

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 (70883000)

バイトシーグレス

【禁忌・禁止】

バイトシーグレスの練和物に次のような材料が混入又は接触しますと、硬化遅延や硬化不良また、これらに伴う面あれが起ることがありますので注意すること。

- ①縮合型シリコーン印象材のキャタリスト
- ②ポリサルファイド印象材
- ③ユージノール系印象材
- ④ラテックスグローブ（間接接触を含む）
- ⑤その他水分、グリセリン、ハンドクリーム等

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・15～25℃の乾燥した場所に保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期限〕

本材は包装に記載の※使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は、自己認証による〕

※例（☐ 20YY-MM は 使用期限 20YY 年 MM 月を示す）

【形状・構造及び原理等】

形状：カートリッジ

主成分：ベース

ビニルジメチルポリシロキサン
ポリメチルヒドロシロキサン
シロキ酸処理不活性無機充填フィラー
顔料
キャタリスト
ビニルジメチルポリシロキサン
ジビニル白金錯体
シロキ酸処理不活性無機充填フィラー

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名	睦化学工業株式会社
住所	〒510-0804 三重県四日市市万古町 8 番 9 号
電話番号	059-331-2354
製造業者名	Crown Delta Corp.
製造国	アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

親水性付加型ビニルシリコーンを主成分とする咬合採得専用の
歯科用ゴム質弾性印象材である。

【使用方法等】

- 1) カートリッジにディスペンサー、ミキシングチップを装着します
- 2) ディスペンサーを押し均一混合されたシリコーンペーストを咬合面に乗せ咬み合わせます。
- 3) 口腔内で約 1 分間保持します。
- 4) また、患者に中心咬合位で交差させ、支台歯の空隙部に頬側より注入し同様の操作を行います。
- 5) 模型にて適合を確認して咬合器上に装着します。
- 6) 本製品は、「販売名カードリッジディスペンサーⅡ 届出番号 24B2X00003000106」と併用して使用します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 採集した印象は、血液・唾液などを十分洗浄後、必要に応じ消毒を行うこと。
- ② 開封後は出来るだけ速やかに使用すること。
- ③ 他の製品と混用しないこと。
- ④ 本材は、衣服に付着させると除去できないので、絶対に付着させないこと。
- ⑤ 本材は、印象採得以外に使用しないこと。
- ⑥ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材を使用する際には、シリコーン印象材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、本材の使用により発疹などの過敏症を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診察を受けさせること。
- ② 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医者の診断を受けること。