

2021年 8月 改訂 (第3版)
2015年 11月 改訂 (第2版)
2003年 10月 作成 (第1版)

医療機器製造販売届出番号 01B3X00004000004

機械器具40 医療用のこぎり
一般医療機器 のこぎり
JMDN コード 34821001

ムトートリミングナイフ

- 【禁忌・禁止】
- ・使用目的に応じて適切な品種選択を行ない、通常の手順に従って使用すること。
 - ・病理標本(臓器)の切り出し以外に使用しないこと。

【形状・構造】

- ・材質: ステンレス鋼
- ・形状: 2種類
 - No130 刃長/130mm 刃幅/18mm 刃厚0.25mm
 - No260 刃長/260mm 刃幅/18mm 刃厚0.25mm

【使用目的、効能又は効果】

- ・病理標本(臓器)の切り出しに用いる刃であり、替刃をハンドルに装着し使用できる。

【操作方法又は使用方法等】

- ・包装を開封し取り出し、専用ハンドルに装着し使用する。

【使用上の注意】

- ・製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・替刃の消毒やオートクレーブによる滅菌は錆等の原因になりますので注意してください。
- ・一度使用した替刃はそのままにして放置しますと錆等によりハンドルから外れにくくなる可能性がありますので、替刃をハンドルから外し安全な方法で保管してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ・使用期限は製造日より2年。
- ・製造年月日はロットナンバーにて表示。

Lot No 0 0 0 0 0
└───┬───┬───┬───┬───
 | | | |
 | | | | 製造月日
 | | | |
 | | | | 製造年西暦下2桁

【保守点検に係わる事項】

- 使用後の洗浄方法
 - ・ご使用後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗い流す。
 - ・病院の指定する洗剤の使用方法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄する。
 - ・洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすぐ。
 - ・ガーゼ等を使用し製品に損傷を与えないように、刃先の反対方向から刃先に向かって洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させる。
 - ・損傷の無い事を確認する。

【包装】

個別包装(10枚入): ビニール袋 ポリエチレン
販売単位箱(50枚入): ボール紙(表面プレスコート加工)
販売単位箱(50枚入): 専用ケース(プラスチック製)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者/製造業者: マイクログラス株式会社 北海道工場
〒073-0205 北海道空知郡上砂川町字上砂川1番地の6
TEL 0125-62-5959

発 売 元: 武藤化学株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目10番7号
TEL 03-3814-5511