

消息子

作成又は改訂年月日 2023年4月14日作成（第2版）

販売名 消息子

届出番号 11B3X10010000003

届出年月 平成18年10月

一般の名称

一般の名称 32870001 手術用消息子

製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等

氏名又は名称

村田医科器械製作所

村田秀夫

第三種医療機器製造販売業

住所等

さいたま市中央区下落合5-15-14

電話番号

048-852-7811

警告

記載なし

禁忌・禁止

記載なし

形状・構造及び原理等

本体：真鍮 ニッケルメッキ



先端部は球状

サイズは7種類

使用目的、効能又は効果

外科手術の補助。開創・開口部の探査、ガーゼの押し込み等。

操作方法又は使用方法等

手に持ち、球状側の先端で開創部等を探査し、ガーゼ等を押し込む等、手術の補助に使う。
サイズは7種類あるので目的に応じて使い分ける。
本品は未滅菌のため使用に際して必ず滅菌すること。

【洗浄および滅菌方法】

研磨剤を含まない医療機器洗浄剤とともに、5分間の超音波洗浄を行う。その後、流水下で2分以上洗浄し、洗浄剤を完全に洗い流すこと。

滅菌方法：オートクレーブで滅菌する。

再使用にあたっては同様に滅菌する。

使用上の注意

1 重要な基本的注意

- 1 使用に先立ち本書を熟読し、その内容に従うこと。
- 2 本品は医家向け医療機器であり、使用目的以外に使用しないこと。
- 3 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌すること。
- 4 製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 5 本品を曲げないこと。破損の原因となります。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

1 貯蔵・保管方法

高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、
常温で清潔な場所に保管すること。

2 耐用年数 5年

包装

1 本または10本で包装