

類 別 : 理学診療用具
一 般 的 名 称 : 湿式ホットパック装置
J M D N コード : 38469000
分 類 : 一般医療機器

販売名：パラファンゴホットボックス

品目番号:13B2X00220000002

※操作方法につきましては取扱説明書を必ずご参照ください。

【禁忌・禁止】

1. 本体は湿式ホットパック装置です。他の目的には使用しないこと。
2. 本体はホットパックとの併用時、次のような人は使用しないこと。
 - (1) ウィルス性皮膚炎（とびひ等）
 - (2) 痛みを伴う炎症
 - (3) 狭心症
 - (4) 頻脈
 - (5) 出血中の裂傷
 - (6) 高血圧
 - (7) 湿疹
 - (8) 知覚麻痺の方

【形状・構造及び原理等】

1. 機器構造

- (1) 本体
- (2) 付属品

2. 形状（本体）

MK-1DX 型

- ・外形寸法：W 465×D 390×H 533
- ・電源：100V 50/60Hz
- ・消費電力：440W



MK-2N 型

- ・外形寸法：W 450×D 410×H 450
- ・電源：100V 50/60Hz
- ・消費電力：570W



3. 原理

従来のホットパックとは違い水を使わないため、面倒な作業はなく、水を媒介する感染を防止し、パックをいつでも清潔な状態に保つことができます。またサーモスタット・タイマー付きで過熱によるトラブルを防ぎ、治療時間に合わせてパックを使用可能な状態にすることができます。

【使用目的・効能・効果】

温熱効果

【品目仕様】

品質

本体はトレー式であり、水を使わずにパラファンゴパックを加熱できるので取扱い管理が簡便です。

安全性

従来のホットパック装置とは違い、水を使わないため面倒な作業はなく、水を媒介する感染を防止し、パックをいつでも清潔な状態に保つことができます。サーモスタット・タイマー付で過熱によるトラブルを防ぎ、治療時間に合わせてパックを使用可能な状態にすることができます。

有用性

パラファンゴホットボックスは庫内温度調整が可能です。

【操作方法又は使用方法等】

1. ご使用前の準備

- (1) 電源スイッチを「ON」にします。（パックは温まるまでに 3 時間程度かかりますので、付属の 24 時間タイマーでご使用の 3 時間前に ON になるようにセットします。）
- (2) 付属品のアルミトレーにパラファンゴパックを 1 枚ずつのせる。（パックカバーを装着したままでもパックを温めることができます。）
- (3) 使用後パックを再度温める際は、完全に冷える前に形を整え収納します。35℃程度に冷めたパックであれば 30 分程度で再び温まります。
- (4) 治療が終わりましたら本体電源スイッチを切っていたくか、あらかじめ付属の 24 時間タイマーで終了時間を設定しておけば自動的に OFF になります。

【使用上の注意】

1. ご使用中の庫内壁面及び棚板は高温になりますので直接手で触れないでください。
2. 庫内壁面は高温になりますのでパラファンゴパックが直接触れないように収納して下さい。
3. パラファンゴパックによる温熱治療以外の目的には使用しないこと。
4. パラファンゴパック以外の物を加温しないこと。

【お手入れ】

1. 汚れたらトレーやドア内側など温まっている状態で、軍手などを装着し拭き取ってください。
2. 外側は薄めた中性洗剤などで水拭きします。
3. お手入れするときは、必ず電源スイッチを切ること。

【貯蔵・保管及び使用期間等】

1. 直射日光の当たらないところで保管してください。
2. 湿気の多いところには保管しないで下さい。
3. 極端に高温、低温のところに保管しないでください。

【耐用年数】

6年[自社基準による]

【保守・点検に係る事項】

一定期間使用した本体は、定期点検を取扱店又はメーカーに依頼する。

【包装】

紙製段ボールによる包装 1台単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造元：株式会社 明健社

東京都三鷹市井口 2-10-48 TEL:0422-32-8080