

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 経腸栄養用活栓（JMDNコード：32172021）

ACEコネクター

（ISO 80369-3 ENFit™）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造



嵌合部はISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規格）に適合する。

2. 材質

ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、シリコン、ステンレス

【使用目的又は効果】

経腸栄養投与等を行う際にカテーテルに接続し消化管への液注入を調節する。

【使用方法等】

1. チューブと接続する場合

- ①本品のハンドルが本体に対して直角の位置（OFF）になっていることを確認します。
- ②本品のメス型ENFitコネクタを患者側の栄養剤投与チューブのオス型ENFitコネクタに接続します。
- ③栄養剤投与セットのメス型ENFitコネクタを本品のオス型ENFitコネクタに合わせ、回転させて接続します。
- ④ハンドルを本体に対して直角の位置（OFF）から本体に対して平行の位置（ON）へ回し、栄養剤を投与します。
- ⑤投与が完了したらハンドルを本体に対して直角の位置（OFF）へ回し、栄養剤投与セットを逆に回転させて本品から外します。

2. シリンジと接続する場合

- ①本品のハンドルを本体に対して直角の位置（OFF）に回します。
- ②本品をしっかりと持ちながら、メス型ENFitシリンジをメディケーションポートに合わせ、完全に嵌まるまで押しながら回転させます。
- ③メディケーションポートに液体または薬剤を注入します。必要場合は胃内残存物を取り除きます。
- ④シリンジを外します。この時、メディケーションポートは自動的に密閉されます。
- ⑤メディケーションポートの残留薬剤が無くなるまで流水で洗い流します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品の嵌合部は、ISO80369-3（経腸栄養用コネクタ規格）対応のため、ISO80369-3に適合する製品と接続してください。ISO80369-3であるかどうか

かは包装表示で確認してください。

2. 接続部及びコネクタ部には直接手を触れないようにしてください。
3. 接続部への経腸栄養剤等の付着に注意してください。
4. 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないでください。

【使用上の注意】

- ①経腸栄養剤、生理食塩水、またはきれいな水道水のみを使用すること。
化学療法剤や抗免疫薬の投与に使用しないこと。
- ②薬液を使用した場合、投与中及び投与後に洗い流すこと。
- ③経口錠剤は砕くことができるものを使用し、粥状にすること。
- ④本品に接続するコネクタ及びシリンジは外れないようにしっかりと接続すること。また、きつく締め過ぎないこと。（破損、コネクタが外れなくなる、液漏れ、空気混入のおそれがある。）
- ⑤使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等がないか定期的に確認すること。これらの事象が確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- ⑥接続先の劣化や患者の体位転換等により、接続部が外れやすくなる場合があるため注意すること。
- ⑦30日間を超えて使用しないこと。また、必要に応じて取り替えること。
- ⑧MRI検査時は、以下の条件においてのみ使用すること。
（静磁場強度）1.5テスラ、または3テスラのみ。
（最大傾斜磁場）3000ガウス/cm以下。
- ⑨使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。
2. 有効期間
個包装及び外箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：

Dale Medical Products, Inc.（アメリカ合衆国）