

**2026年4月改訂(第3版)

*2023年5月改訂(第2版)

医療機器届出番号 40B1X10013000005

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 ギプス包帯(JMDN：33056000)

再使用禁止

トマトキャスト

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止。
- ・ 固定が完了するまで、患部を無理に動かしたり負担をかけたりしないこと。
- ・ 使用に当たって適切な水温の維持に留意すること。
- ・ 本品に対してアレルギー反応を示す患者、皮膚過敏症の患者には適用しないこと。
- ・ 患部に感染のある患者には適用しないこと。
- ・ 開放性の創傷のある患者には適用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

本品はポリエステルニット生地にポリウレタン樹脂を含浸させたギプス包帯です。本品はポリウレタン樹脂が水分を含むことによって硬化する性質を利用して患部を固定します。



本品はロール状のものが一卷ごとに防湿袋に封入されています。次の種類があります。

商品コード	規格(幅×長さ)/1箱	個数
TRC-002P	5.0 cm × 3.6 m/箱	10 個/箱
TRC-003P	7.5 cm × 3.6 m/箱	
TRC-004P	10.0 cm × 3.6 m/箱	

【使用目的又は効果】

骨折、捻挫、挫傷時の四肢の固定に使用します

【使用方法等】

1. 本品を使用する際は手術用の手袋を着用して下さい。
2. 固定する患部にストッキネットと包帯を装着します。



3. 開封後、取り出した本品を室温の水に 3～5 秒の間浸します。



4. 水から取り出した本品を 3～4 回絞って余分な水分を切って使用します。
5. きつくならないよう注意して、本品を患部に巻き付けます。



6. この時、幹部が適切に固定されるように成形します。
7. 本品は 3～5 分で硬化します。

【使用上の注意】

1. 包装が破損している場合や、硬化が認められる場合は使用しないで下さい。
2. 開封後は直ちに使用して下さい。
3. 樹脂が皮膚や衣類等に付着しないよう注意して下さい。もし樹脂が付着した場合はアルコールまたはアセトンを用いると拭き取りやすくなります。
4. 本品を患部に使用する際に、きつく巻きすぎないように注意して下さい。血行障害等を生じさせるおそれがあります。
5. 本品の使用中に、発赤、かぶれ、痛み等の症状が起きる場合は直ちに使用を中止して下さい。
6. 27℃以上の水を使用しないで下さい。熱傷を起こす可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 水濡れに注意し、直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。

有効期間

- ・ 包装に記載した有効期間参照。
(適切な貯蔵方法で、製造から 3 年以内)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メディカルインクス
福岡県大野城市川久保 1-17-13
TEL 092-513-0050

製造業者：TOMATO M&C CO., LTD. (大韓民国)