

イージークロット

<再使用禁止>

【警告】

本品は単回使用製品ですので、再利用しないで下さい。
 本品使用中に皮膚のトラブル（発疹やかゆみ）や過敏症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行って下さい。
 包装の破損したもの、開封済みのもの、又は水に濡れたものは使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品はパッドタイプとバンドタイプがあります。

構造・構成ユニット

(1) パッドタイプ

ベースのエアレイド不織布の上にキトサンを塗布した構造を持ち、サイズは5種類あります。

製品コード	サイズ	
	パッド部(cm)	パッドの厚さ(mm)
CLP 0303	3 X 3	約 4
CLP 0505	5 X 5	
CLP 0707	7 X 7	
CLP 1010	10 X 10	
CLP 1015	10 X 15	

外観



(2) バンドタイプ

パッドタイプの不織布の下に不織布のバンドを接着したものです。

製品コード	サイズ		
	バンド部(cm)	パッド部(cm)	パッドの厚さ(mm)
CLL 1403	14 x 3.5	3 x 3	9
CLL 1003	10 x 3	2.5 x 2.5	5
CLL 1010	10 x 10	5 x 5	4

外観



作動・動作原理

出血面にパッド部を押し付けると、陽電荷性のキトサンが傷口にある陰電荷性の赤血球を引き付けて、出血部位にシールを作ります。

【使用目的又は効果】

使用目的

創傷又は外科切開部を処置するために使用する。
 血管インターベンション等の穿刺部の止血用として使用する。

効果

傷口からの出血を最小限に抑えられる。
 また抗菌作用により傷口の悪化を防ぐ。

【使用方法等】

使用方法

(1) パッドタイプ

1. 包装を開封し、パッドを取り出します。
2. パッドを直接創傷部に押し当てて下さい。
3. 出血面（部位）を均一な力で圧迫して止血します。
4. 24時間以内に生理食塩水又は滅菌水で本品を湿らせて取り除いてください。

(2) バンドタイプ

1. 包装を開封し、パッドを取り出します。
2. 抜針してください。（血液透析又は採血の穿刺部位の止血の場合）
3. ライナー紙を剥がさずに、パッド部を出血している傷に押し当てて接着させてください。
4. 傷に接着した本品のパッド部を直接3～5分圧迫して止血してください。
5. 止血が完了したら粘着面のライナー紙を剥がし粘着テープを引っ張りながらしっかり押さえ貼付して下さい。
6. バンドの残り部分も4. 項と同じ手順で接着させて下さい。
7. 24時間以内に生理食塩水又は滅菌水で本品を湿らせて取り除いてください。

使用方法に関連する使用上の注意

体内で使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

密封容器に入れて、室温で保管すること。

有効期間・使用の期限（耐用期間）

製造日から24ヶ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：GEMSS JAPAN 株式会社
 住所：大阪府大阪市淀川区西中島六丁目3番32号
 電話：06-6476-7145
 FAX：06-6476-7146

製造業者名：So Yeon（大韓民国）