

【警告】

・本品は滅菌済の単回使用製品です。再滅菌又は再使用しないでください。

・本品使用中に皮膚のトラブル（発疹やかゆみ）や過敏症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行って下さい。

・包装の破損したもの、開封済みのもの、又は水に濡れたものは使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

・形状

ベースのエアレイド不織布の上にキトサンを塗布したパッド部と出血部を圧迫固定するためのバンドで構成されてる。



外見

・原理

本品はエアレイド不織布の上にキトサンを塗布したものである。キトサンが塗布されている面を出血部(カテーテル挿入部又は創傷部)に適応すると、陽電荷性のキトサンは傷口にある陰電荷性の赤血球を引き付けて凝固し、止血される。

・代表サイズ

品番	規格 (長さ×幅×厚さ)	包装
HEE3202	2.5cm x 2.5cm x 0.8cm(パッド部) 32cm(バンド長さ)	20枚/箱 (滅菌包装)

・包装に破損がある場合は使用しないこと。

・本品は単回使用のため開封後に再使用及び再滅菌をしないこと。

・使用前に使用期限(滅菌期限)を必ず確認すること。

2. 不具合・有害事象

・不具合：破損

・有害事象：皮膚障害

【保管方法及び有効期間等】

・保管方法

直射日光、高温、多湿を避けて常温で保管すること。

・有効期限・使用期限

包装袋又は外箱に記載した使用期限表示を参照

【保守・点検に係る事項】

・使用前に製品に傷、破れ、変形などがないことを確認

・本製品は、滅菌済であるため、使用前に包装材料に破れ、破損などの損傷がないか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

株式会社メディカルブリッジ

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目3-32

Tel：06-6476-7145

[製造業者]

SOYEON MEDICAL Co., Ltd (韓国)

【使用目的又は効果】

本品は、透析、血管造影処置終了時に、穿刺孔の止血処置をするために使用する。処置部位を圧迫止血するために用いる。

【使用方法】

1. 包装を開封し、滅菌袋から清潔に取り出します。

2. パッドの中心部と血管の方向を合わせて穿刺部位にパッドを押し当てます。

3. 針又はカテーテルを抜きながら、バンドのパッド部分を穿刺部位に圧迫し、バンドが動かないよう接着バンドを巻いて固定します。

4. 止血を確認後にゆっくりと取り除く。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・本品は血液透析患者の穿刺孔の止血、カテーテル挿入部の止血又は創傷部の止血用度の外用専用であるため、体内では使用しないこと。

・本品使用中に皮膚のトラブル（発疹やかゆみ）や過敏症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

・本品は滅菌済の製品であるため、使用直前に包装が破損していないことを確認する。

・本品の使用時間は最大24時間で、24時間以上使用する場合は新し製品に交換して使用してください。

1 / 1