

歯科材料 3 義歯床材料
*管理医療機器 義歯床用長期弾性裏装材 「JMDN」 34770000
(*管理医療機器 義歯床用接着材料 「JMDN」 70834000)

モロプラスト B

【禁忌・禁止】

本材により発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔構成〕

モロプラスト B、プリモ
リムーバー 《※セット包装には含まれておりません。》

〔性状〕

モロプラスト B ピンク色弾性ペースト
プリモ 無色透明の液体

〔原材料〕

モロプラスト B ジメチルポリシロキサン、他
プリモ γ-メタクリロキシプロピルトリ
 メトキシシラン、他

〔原理〕

本材は、加熱重合により硬化し、義歯床の作製や改床、欠損腔の塞栓などに用いることが出来ます。

*【使用目的又は効果】

本品は、歯牙の全て又は一部脱落した患者の義歯床の作製、及び破損又は磨耗した義歯床の修復に用いる。口蓋に欠損腔がある患者に対しては欠損腔を塞栓し、咀嚼障害・言語障害などを抑制する。

*【使用方法等】

- ①患者の口腔内の機能印象を採得します。
- ②模型を作成し、フラスコ内に埋没します。
- ③義歯の裏装する部分を 1～3mm 削って、粗くします。
- ④フラスコより模型を取り出し、義歯をスペーサーと共にパッキングします。
- ⑤義歯からスペーサーを取り除きます。
- ⑥義歯床の裏装する部分にプリモを塗布し、60～90 分間乾燥させます。
- ⑦モロプラスト B を義歯床に接着させ、フラスコ内で 10～15 分間加圧します。
- ⑧冷水の中にフラスコを入れ、ゆっくりと 100℃になるように約 2 時間かけて加熱重合を行います。若しくは、市販のマイクロウェーブ用のフラスコに入れ、850 ワットで 10 分間かけてマイクロウェーブ重合を行います。
- ⑨義歯を取り出し余剰部分を除去し、研磨して仕上げます。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①他の製品と混用しないこと。
- ②1 日 1 回の割合で義歯洗浄液又は軟らかい歯ブラシで義歯を清掃するよう患者を指導すること。
- ③義歯洗浄液に 10～15 分間以上は浸さないよう患者を指導すること。
- ④廃棄する場合は、地域の規制に従い廃棄すること。

〔重要な基本的注意〕

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本材に対し発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で直接本材に触れないこと。又、本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①直射日光を避け、冷暗所で保管すること。

保管温度	モロプラスト B	2～12℃
	プリモ	5～25℃

- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本材は包装に記載の※有効期間までに使用すること。

〔記載の有効期間は、自己承認（輸入先製造業者データ）による。〕

※（例 ☒ 2020-01 は有効期間 2020 年 1 月を示す。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連絡先：https://www.mokuda.co.jp

製造業者：デタックス社／ドイツ

Detax GmbH & Co. KG /Germany