

MT A プラス

【禁忌・禁止】

- ① 本材により発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔構成〕

- ① グレイパウダー 若しくは ホワイトパウダー
- ② MT A プラス ゲル
- ③ パウダー計量スプーン

〔性状〕

グレイパウダー	灰白色の粉末
ホワイトパウダー	白色の粉末
MT A プラス ゲル	無色透明の液体

〔原材料〕

グレイパウダー	ケイ酸カルシウム、二酸化ケイ素、他
ホワイトパウダー	ケイ酸カルシウム、二酸化ケイ素、他
MT A プラス ゲル	精製水、他

〔原理〕

本品を歯牙内の露髄した窩洞へ充填・硬化させることで、露出した非感染生活歯髄を外的刺激から保護します。主成分がケイ酸三カルシウム若しくはケイ酸二カルシウムであることから、カルシウムイオン及び水酸化物イオンを窩洞内に生成させます。

* 【使用目的又は効果】

本品は、深い窩洞において、露髄を封鎖し、生活歯髄を外的刺激から保護するのに用いる。

* 【使用方法等】

- ① 通法により、う蝕を完全に除去します。
 - ② 窩洞を水洗いし、低濃度の次亜塩素酸ナトリウムで洗浄します。出血がひどい場合には、湿らせたコットンを用いて止血して下さい。洗浄後に再び水洗いし、エアースリンジ等を用いて患部を乾燥させます。
 - ③ 計量カップすり切り 1 杯分（約 0.1g ～ 0.15g）の本材のパウダーを、ガラス板若しくは撥水性の練和紙の上に取ります。
 - ④ 本材のゲルー滴（約 0.03g）を、ガラス板若しくは撥水性の練和紙の、パウダーの近くに取り出します。
 - ⑤ スパチュラを用いて、ゲルをパウダーへ混ぜ合わせ、程よくパテ状になるまで練和物をこねます。
 - ⑥ インストルメント等を使用して、練和物で露髄部分を被覆したのち、練和物を湿らせたコットンで押さえます。その後、仮封材を用いて窩洞を封鎖します。
- ※ 本材の操作時間は、グレイパウダーでは約 12 分、ホワイトパウダーでは約 20 分です。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- ① 練和時、ゲルが多すぎたり少なすぎたりすると、硬化物の強度が低下しますのでご注意ください。
- ② 本材を他の薬品と混ぜたり、接触させないで下さい。強度が低下する恐れがございます。

* 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ① 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本材に対し発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で直接本材に触れないこと。又、本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ③ 一旦容器の外に出したパウダーやゲルは、容器に戻さないようにしてください。不純物の存在により、本材が変質する恐れがございます。
- ④ 成分の性質上、本材は歯髄腔に限定して使用して下さい。骨縁上等に使用されますと、変色を起こす場合がございます。

* 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 直射日光を避けて保管して下さい。
- ② 冷蔵庫では保管しないで下さい。
- ③ 保管の際には、容器の蓋をしっかりと締めて保管して下さい。
- ④ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理して下さい。

〔有効期間〕

本材は包装に記載の※有効期間までに使用すること。
〔記載の使用期限は、自己承認（輸入先製造業者データ）による。〕
※（例） 2016-01 は有効期間 2016 年 1 月を示す。）

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会
緊急連絡先：TEL 078-303-8248
FAX 078-303-2151
製造業者名：アバロン社／アメリカ合衆国
Avalon Biomed Inc. ／ U.S.A.