

歯科材料 6 歯科用印象材料

*一般医療機器

歯科咬合採得用材料

「JMDN」 70883000

スーパーバイト

【禁忌・禁止】

本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

ベース（基材）、アクセラレーター（硬化促進剤）、及び練和用パッドから構成されます。ベース及びアクセラレーターを練和することにより化学反応を起こし、硬化します。

〔性 状〕	ベース	白色ペースト状
	アクセラレーター	青色ペースト状
	練和用パッド	140mm×215mm×厚さ 0.07mm

〔原材料〕	ベース	酸化亜鉛、他
	キャタリスト	チュウジ油、他
	練和用パッド	パラフィン紙

〔原 理〕ベース及びアクセラレーターを練和することにより、化学反応を起こし硬化します。

【使用目的又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作成するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録するのに用いる。

【使用方法等】

- ①練和用パッド上にベース及びアクセラレーターを同量取り出します。
- ②スパチュラで約 45 秒間練和します。
- ③通常、口腔内では 1 分間で硬化しますが、硬化が早すぎるときは、練和時間を短くするか、アクセラレーターの量を少なくします。
- ④同社製品の専用ディスプレイ・トレー（ビッグバイトトレー）に練和物を盛ります。
- ⑤トレーを患者の口腔内に挿入し、中心位で咬合するようにします。
- ⑥硬化する迄約 1 分間、そのままの状態を維持します。
- ⑦硬化後、咬合面が露出するようにナイフ等で印象周囲をトリミングし、模型に装着出来るようにします。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合はすぐに拭いた後、流水で洗浄すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ②チューブの蓋を外したまま放置しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ①本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ②本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者はプラスチック手袋、ゴム手袋等を使用し、直接素手で触れないようにすること。又、本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①直射日光を避け、0～27℃の冷暗所で保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

外箱に記載されている※有効期間までに使用すること。

〔記載の有効期間は、自己承認（輸入先製造業者データ）による。〕

※（例：EXP.2011 は有効期間 2020 年 11 月を示す。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連絡先：<https://www.mokuda.co.jp/>

製造業者：マイコンデンタルサプライ（アメリカ）

Mycone Dental Supply Co.Inc./USA