

機械器具65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用練成充填形成器 「JMDN」 41861000

ガッターカット

【形状・構造及び原理等】

〔形 状〕



〔原 理〕

ハンドピースに電源（Ni-Cd充電バッテリー／1.2V 700mAh）が内蔵されており、付属の充電器により充電を行い、ハンドピースのスイッチボタンを押すことによりチップ先端部が加熱され、この熱によりガッターチャポイントを切断します。

〔性能等〕

①電源

Ni-Cd充電バッテリー 1.2V 700mAh
（バッテリー寿命：約2年／バッテリー交換不可）

②充電スタンド

誘導式 100...130V 50/60Hz 2.5W

③外径寸法

ハンドピース 20mm φ x 45mm
充電スタンド W134 x D91 x H21mm

④重量

160g（ハンドピース 40g）

【使用目的又は効果】

切断、掻き取り又は削り取りにより、練成充填材料の表面の輪郭研削を目的とした刃又は爪をもつ歯科用器具をいう。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ①使用説明書をご使用前に必ずお読み下さい。
- ②チップをハンドピースに取り付けて下さい。

- ③チップの先端を切断部位に近づけます。この時はスイッチボタンは押さないで下さい。
- ④ガッターチャポイントの切断位置にチップを接触させ、スイッチボタンを押します。
- ⑤ポイントの切断が終了したらスイッチボタンから指を離して下さい。
- ⑥ハンドピースを充電スタンドに戻して下さい。

〔設置上の注意〕

- ①水のかからない場所に設置すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
- ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- ⑤電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意すること。
- ⑥電池電源の状態（放電状態）を確認すること。

【使用上の注意】

詳細については、使用説明書をご使用前に必ずお読み下さい。

1. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。

- ①スイッチの接触状況、機器が正確に作動することを確認すること。
- ②全てのコードの接続が正確で且つ安全であることを確認すること。
- ③機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険を引き起こす恐れがあるので、充分注意すること。

2. 機器の使用中は次の事項に注意すること。

- ①診断、治療に必要な時間、量を超えないように注意すること。
- ②機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
- ③機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。

使用説明書を必ずご参照下さい。

④機器に患者が触れることのないよう注意すること。

3. 機器の使用後は次の事項に注意すること。

- ①定められた手順により電源コードを取り外すこと。
 - ②付属品、コード、導子などは清浄にした後、整理してまとめておくこと。
 - ③機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。
4. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
5. チップは患者毎に高圧蒸気滅菌を施すこと。
6. ハンドピースは消毒剤等で軽く清拭すること。
7. チップの交換時はスイッチボタンを押さないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ③歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常に且つ安全に作動することを確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連絡先：<https://www.mokuda.co.jp>

製造業者：スマートデンティストリーテクノロジーズ社
／イスラエル

Smart Dentistry Technologies Ltd／Israel

使用説明書を必ずご参照下さい。