

歯科材料 6 歯科用印象材料

*一般医療機器

歯科印象採得用器材

「JMDN」70887000

グラスバイト

【禁忌・禁止】

本材により発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、次の各材料及び付属品によりセットを構成しますが、ベース及びキャタリストは 2 本の筒を有するカートリッジに各々別々の筒に充填し、カートリッジ先端に保護キャップを取り付けています。

カートリッジ
ミキシングチップ L（グリーン）
コントロールチップ（フラット型）
パーシャルトレー（サンプル品には含まれません）

【性 状】

ベース 透明ペースト状
キャタリスト 透明ペースト状

【原材料】

ベース：VPS、ケイ酸、他
キャタリスト：ジメチルポリシロキサン、ケイ酸、他

【原 理】

ミキシングチップに内蔵された自動練和装置によりベース及びキャタリストが 1：1 の混合比で練和され、化学重合により硬化します。

【使用目的又は効果】

印象採得に使用する器具及び材料をいい、あらかじめ印象採得時に印象材を盛りつける歯科印象採得用トレーを付属している。

【使用方法等】

- ① 同社製品のミキシングガンⅡにカートリッジを取り付けます。
- ② カートリッジの保護キャップを 4 分の 1 回転させ、取り外します。
- ③ ミキシングガンⅡのトリガーを引き、ベースとキャタリストが等量ずつ押し出されるのを確認して下さい。
- ④ ミキシングチップをガイド溝に合わせてセットしチップの根元部分を時計回りに止まるまで回転させます。
- ⑤ ミキシングチップの先端部にコントロールチップを接続します。
- ⑥ ミキシングガンⅡのトリガーを引き、カートリッジからベースとキャタリストの練和物を押し出します。

- ⑦ 硬化後（約 1 分後）に本品を取り外します。

【使用方法に関する使用上の注意】

- ① 次回の使用までミキシングチップを付けたまま又は保護キャップを付けてカートリッジを保管すること。
- ② 予め咬合採得前に収縮作用のある収れん剤や洗口剤は使用しないこと。（これらは硬化反応に影響を及ぼします）
- ③ 治療用の濃縮型シリコンを混和しないこと。
- ④ 衣服に付着させないこと。（硬化した材料はとれません）
- ⑤ 患者の口腔内に残滓を残さないよう、全て取り除くこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ① 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本材に対し発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある術者は、手袋を着用し、素手で直接本材に触れないこと。又、本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 直射日光を避け、10～25℃の冷暗所で保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本材は包装に記載の※有効期間までに使用すること。
[記載の有効期間は自己承認（輸入先製造業者データ）による。]

※（例 ☒ 2019-03 は有効期間 2019 年 3 月を示す。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会
連 絡 先：https://www.mokuda.co.jp
製 造 業 者：デタックス社／ドイツ
Detax GmbH & Co. KG／Germany