

トレーロック A

【形状・構造及び原理等】

本品は、付加重合型シリコーン用の超低粘度の液状接着剤です。蓋の内部に、はけがついており、直接トレーに本品を塗布することができます。金属及びプラスチック製のトレー、又は個人トレーに使用できます。

[性状] 青透明

[原材料]

イソプロピルアルコール 他

[原 理]

本品をトレーに塗布し、その上に付加重合型シリコーン印象材を盛ることにより、トレーと印象材を接着します。

*【使用目的又は効果】

印象採得に使用する器具及び材料をいい、トレーを除く。

*【使用方法等】

- ① 既成のトレー、あるいは個人トレーを患者に試着します。
- ② 汚れや油分が残らないようきれいに洗浄し、完全に乾燥させます。
- ③ トレーに、付属のはけで本品を薄く 1 層塗布し、3～4 分程おいて乾燥させます。
- ④ トレーに印象材を盛り、印象採得します。
- ⑤ 印象採得後、鋭利でないインスツルメントにより印象材を取り除きます。残った印象材はアセトンやイソプロパノールにより容易に除去することができます。
- ⑥ トレーを洗浄、滅菌します。

【使用上の注意】

[使用注意]

- ① 使用後は、直ちに蓋を閉めること。

[重要な基本的注意]

- ① 本品は引火性が高いため、火の元に十分注意すること。
- ② 本品は皮膚に付着すると乾燥、ひび割れを引き起こすため、保護手袋を着用すること。
- ③ 本品が目に入った場合は直ちに水で数分間洗い流し、医師の診断を受けること。
- ④ ② 本品に対し発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で直接本材に触れないこと。又、本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ① 直射日光を避け、25℃以下の通気性の良い場所で保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は包装に記載の※有効期間までに使用すること。

[記載の有効期間は、自己承認（輸入先製造業者データ）による。]

※（例 ㊞ 2001-01 は有効期間 2019 年 1 月を示す。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先：<https://www.mokuda.co.jp>

製 造 業 者：デタックス社／ドイツ

Detax GmbH & Co. KG／Germany