

デュラレーⅡ C&Bパターンレジン

【禁忌・禁止】

本材及びメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

赤色の粉剤、無色透明の液剤、分離剤及びスポイドによりセットを構成します。

〔原材料〕 粉剤	メタクリル酸メチル重合体
	メタクリル酸エチル重合体
	過酸化ベンゾイル
液剤	メタクリル酸メチル単量体
	メタクリル酸アルキル単量体
	ジメチル パラ トルイジン

〔原 理〕 粉剤及び液剤の練和物を窩洞に流し込み、化学重合により窩洞内で硬化した後、この硬化物を埋没、焼却、鑄造を行い、インレー補綴物を製作します。

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン等鑄造用パターンの作成に用いるレジンという。技工作業の仮着に使用することがある。

【使用方法等】

- ①ダッペンングラスに粉剤を少量入れ、別のダッペンングラスに液剤を約6滴入れます。
- ②適用部位をエアーで乾燥させ、パターンを外しやすいように分離剤を薄く塗布します。過剰に分離剤を塗布した部位はブラシで除去します。
- ③小筆を液に浸した後、筆先で球状になるように粉剤をつけます。この時、筆先がガラスに触れないようにして下さい。この混和物を適用部位に充填し、同様の操作を繰り返し、パターンを作製します。
- ④パターンが硬化した後（最終築盛後6分）バー、ディスク、ラバーホイール等を用いて辺縁のトリミングを行い、形態修正を行います。
- ⑤ワックスでスプルーをたて、通法に従って埋没、焼却を行って下さい。デュラレーⅡパターンは427℃で、40分加熱すれば、残滓を残さずきれいに輝散します。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①目に入らないように注意すること。万一目に入った場

合は、大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

- ②本材は他のレジ系材料と結合することがありますので、使用時には十分注意すること。
- ③本材の硬化物を研磨する際には粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないよう注意すること。
- ④本材を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ⑤液はメタクリル系で可燃性のため、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。瓶が破裂する危険があります。
- ⑥容器の蓋を外したまま放置しないこと。

[重要な基本的注意]

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、プラスチック手袋、ゴム手袋を使用し、直接素手で触れないこと。又、本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 極端に高温又は低温の場所での保管を避けて、室温にて保管すること。
- ② 直射日光のあたる場所に保管しないこと。瓶が破裂する危険があります。
- ③ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

粉剤及び液剤の容器に記載されているロット番号
(例：091015 の場合は2015 年 9 月 10 日製造)の製造日
から3 年〔記載の有効期間は、自己承認（輸入先
製造業者データ）による。〕

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会
連 絡 先：<https://www.mokuda.co.jp>
製 造 業 者：リライアンス社／アメリカ
Reliance Dental Mfg.,LLC／USA