

モリタガッタパーチャポイント

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者

【形状・構造及び原理等】

【形状】

本品の形状はポイント状で、種類により全長やテーパーが異なる。

【種類】

本品には、メインポイント、アクセサリーポイント、04 テーパー、及び 06 テーパーの種類がある。

【体に接触する部分の主な組成】

ガタパーチャ、酸化亜鉛、硫酸バリウム

【原理】

本品にシーラー等を塗布し、根管拡大・形成後の根管に圧接しながら充填することにより、根尖孔及び根管内全体を封鎖する。

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】**

【使用方法】

- (1) 根管拡大・形成の最後に使用したファイルと同サイズのメインポイント、04 テーパー又は 06 テーパーを選択し、使用する前に薬液又はアルコールで消毒する。
- (2) 乾燥させた根管内にシーラー等の根管充填材料を塗布し、ポイントにも根管充填材料を塗布した後、根管内に挿入し根尖を封鎖する。
- (3) メインポイントを使用した場合は、アクセサリーポイントを空隙に充填しながら、根管内全体を封鎖する。
- (4) 加熱したプラガー等のインスツルメントで、根管口よりはみでた余剰のポイントを除去する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 本品の滅菌は行わないこと。
- (2) 本品を根管内に挿入する際は、根尖孔から突出させないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

- (1) 直射日光を避け、密閉容器に入れ、室温（10～30℃）で保管すること。

【使用期限】

製造日より 4 年 [自己認証（外国製造業者データ）による。]
容器又は表示ラベルに記載の※使用期限までに使用すること。
※△△-〇〇〇〇は、使用期限〇〇〇〇年△△月を示す。

【保守・点検に係る事項】

【消毒】

- (1) 使用前に、薬液またはアルコールで消毒すること。
- (2) 薬液の場合は、5%次亜塩素酸ナトリウム溶液に 1 分間浸漬する。
- (3) アルコールの場合は、充填直前に消毒すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：ダイアデントグループ・インターナショナル
Diadent Group International

国名：大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com