

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

スクリュードライバー

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品には、形状の違いにより以下の種類がある。

種類	形状	全長
MONO	S フィンガープレート※	14.5 mm
	M	22.2 mm
	L	28.2 mm
ハンドピース用 4-lobe	S	17.0 mm
	M	22.0 mm
	L	28.0 mm

※サイズ S には、フィンガープレートがついていない。

【原理】

本品をヒーリングキャップ、ジンジバルフォーマー、アバットメントスクリュー等の上面にあるドライバーホールに差し込み、回転させる。

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などに用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

MONO スクリュードライバー

- (1) 本品をヒーリングキャップ、ジンジバルフォーマー、アバットメントスクリュー等の上面にあるドライバーホールに差し込み、手動で回転させる。

4-lobe スクリュードライバー

- (1) 本品をヒーリングキャップ、ジンジバルフォーマー、アバットメントスクリュー等の上面にあるドライバーホールに差し込む。
- (2) 本品をコントラハンドピースに装着し、回転させる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】*

4-lobe スクリュードライバーに係る注意

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 15rpm の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。

【保守・点検に係る事項】

【清掃・洗浄】

- (1) 清掃にはナイロンブラシを使用し、ワイヤブラシ等は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com