

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

PRF & GRF ボックス

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は本体、プレート、カバー、プレスプレート、プラグ及びソケットで構成されており、形状は以下のとおりである。



【寸法】

カバー時の外形寸法 : W153×D107×H59 mm
プレスプレート : W73×D128mm
ソケット : 内径 10mm

【主な組成】

本体	}	: ステンレス鋼
プレート		
プレスプレート		
プラグ		
カバー		: アルミニウム (ノブ : ステンレス鋼)
ソケット		: ポリテトラフルオロエチレン

【原理】

本品のプレート又はソケットにフィブリンゲルを置き、その上にカバー (又はプレスプレート、プラグ) を置くことにより、薄い膜と抽出液に分離させる。

【使用目的又は効果】

本品は、インプラント手術に用いる。
供血用遠心機を用いて抽出したフィブリンゲルを置き、薄い膜や抽出液を取り出すのに使用する。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 本体にプレート、ソケットをセットする。
- (2) フィブリンゲルをプレート又はソケットに置く。
- (3) カバー、プレスプレート又はプラグをフィブリンゲルの上に置く。

【保守・点検に係る事項】*

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件 (日本薬局方による) : 115~118℃ 30 分間
121~124℃ 15 分間
126~129℃ 10 分間
- (2) 133℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社モリタ

電話番号 : 06-6380-2525

外国製造業者 : オソン OSUNG MND CO., LTD.

国名 : 大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口 : 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号 : 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号 : 0800-222-6480 (無料)

E-mail : e-customer@morita.com