

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 (38790000)
ナイスミキシングガン

【禁忌・禁止】

1. 本品の分解、改造を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

付属品	USB Type-C ケーブル USB(A)-USB(C)
材質	ポリカーボネート、ABS 樹脂
寸法	縦 223×横 70×高さ 210mm
本体重量	800g
定格電圧(DC)	7.4V
推奨電源プラグ	5V 2A
充電規格	USB Type-C

【使用目的又は効果】

使用前にチェアサイドですぐに印象材を混ぜ合わせるために使われる電動式器具をいう。

【使用方法等】

1. ロック解除ボタンを押したまま、プランジャーを最後方まで引く。
2. カートリッジを溝に合わせて装着する。
3. スタートボタンを押し、試し出しを行う。
4. ミキシングチップをカートリッジに取り付ける。
5. スタートボタンを押し、印象材を注出する。
※スタートボタンから指を離すとプランジャーが 5～10mm 後方に下がり、内部の圧力が解放され注出が止まる。
6. 使用後、ロック解除ボタンを押したままプランジャーを最後方まで引き、カートリッジを取り外す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・初めて使用する際は、3 時間半充電を行うこと。
- ・プランジャーは必ずロック解除ボタンを押しながら操作すること。
- ・ロック解除ボタンを半押し状態でプランジャーを動かすと、プランジャーの突起が擦れて摩耗するため、ロック解除ボタンは深く押すこと。
- ・本体に印象材が付着した場合はすぐに拭き取ること。

【使用上の注意】**【重要な基本的注意】**

1. 本品の分解、改造を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

直射日光を避け、汚染のない乾燥した場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】**【清掃・消毒方法】**

- ・本体の清掃は、柔らかい布と、必要に応じて中性洗剤のみを使用すること。溶剤ベースの洗浄剤や研磨剤はプラスチック部品に損傷を与える可能性があるため、絶対に使用しないこと。
- ・洗浄液が本体の内部に入らないようにすること。
- ・本体とケーブルを清潔に保つために、アルコールを含む消毒剤で汚れを拭き取ること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	中華人民共和国
製造業者	SLC International Trade Co., Ltd. (エスエルシー インターナショナル トレード カンパニー リミテッド)