

機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 16370000

トクヤマ エラスティックウェッジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品又はポリウレタンに対して、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】



緑 黄 青

種類	高さ
緑	2.0mm
黄	2.6mm
青	3.2mm

- 1) 形状：フープ状
2) 材質：ポリウレタン

＜原理＞
本体の弾性力により、歯頸部に設置した際に歯を分離させる。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞
本品は、隣接面窩洞の形成、充填修復物等を用いた修復操作を容易にする目的でわずかに歯間を離開させるために歯頸部に設置する器具である。

＜効果＞
修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。歯科用マトリックスなど隔壁材を固定する。

【使用方法等】

＜装着する時＞

1. 本品を歯間部の大きさにあわせて選びます（緑・黄・青）。

2. 歯科用マトリックスを装着し、次いで本品を専用のプライヤーで引き伸ばし、マトリックスを保持・固定するように歯間部に装着します。

3. 必要に応じ、リング状の歯科用マトリックスリテイナを本品の上部に装着します。

※併用することにより強い離開力が期待できます。

＜取り外す時＞

1. 本品の端を引き伸ばし、中心部から歯科用はさみなどで切り取ります。

2. 残された破片を取り外し、次いでマトリックスを取り外します。

マトリックスリテイナを併用した場合には、リテイナを取り外した後、本品を外します。

※併用する製品については、それぞれの添付文書もあわせて参照してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

・使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ・損傷等のあるものは使用しないこと。
- ・過度の引き伸ばしは避けること。
- ・破断して破片が飛ぶ恐れがあります。

2) 重要な基本的注意

- ・誤飲には十分注意すること。
- ・本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせる／受けること。
- ・使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
- ・長時間の使用は避けること。歯肉や噛み合わせなどに影響を及ぼすことがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【包装】

トクヤマ エラスティックウェッジ 緑：85個入り
トクヤマ エラスティックウェッジ 黄：85個入り
トクヤマ エラスティックウェッジ 青：85個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC (ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国
発売元	株式会社トクヤマデンタル
住所	〒110-0016東京都台東区台東1-38-9
電話番号	(フリーダイヤル) 0120-54-1182