

機械器具 6 5 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用マトリックスリテーナ 33204000

## トクヤマ セクショナルリング

### 【禁忌・禁止】

本品又はステンレス鋼（金属）に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 形状



材質：ステンレススチール

#### 2) 原理

リングの復元力により、把持脚部分で歯科用マトリックスや歯科用ウェッジを保持する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科用マトリックスを歯の所定位置に保持するために用いる歯科用器具である。

### 【使用方法等】

#### 〈装着する時〉

1. マトリックスの種類及びサイズを選びます。
2. 修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるようにマトリックスを装着します。
3. 本品を選びます（内向きまたは外向き）。
4. 本品を専用のプライヤーで広げて装着します。

#### 〈取り外す時〉

5. 専用のプライヤーを用いて本品を外します。
6. 鉗子やピンセットを用いてマトリックスを外します。

※併用する製品については、それぞれの添付文書もあわせて参照してください。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。
- ②本品は、広げ過ぎにより元の状態に戻らなかったり、十分に機能なくなる場合があります。リングが元の状態に戻らない場合は、三嘴鉗子等を用い締め戻して使用してください。使用回数、時間と共に劣化しますので、その際には交換してください。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- ・本品の使用に際しては、滅菌された状態で使用すること。

#### 2) 重要な基本的注意

- ・誤飲には十分注意すること。
- ・本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合にはただちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせる／受けること。
- ・使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
- ・歯肉および口腔内に痛みや傷または腫れがある場合には、使用しないこと。
- ・長時間の使用は避けること。歯肉や噛み合わせなどに影響を及ぼすことがあります。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔滅菌条件等〕

- ・使用後は速やかに器具に付着した唾液などを除去すること。
- ・表面をアルコール等を用いて拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上）すること。
- ・薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。  
薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあります。

※変色することがありますが、品質に影響はありません。

### 【包装】

トクヤマ セクショナルリング 内向き・外向き：各 1 個入り  
トクヤマ セクショナルリング L 内向き・外向き：各 1 個入り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 製造販売業者 | 株式会社モリムラ                               |
| 電話番号   | 03-5808-9350                           |
| 製造業者   | ZEST ANCHORS LLC<br>(ゼスト アンカーズ エルエルシー) |
| 製造国    | アメリカ合衆国                                |
| 発売元    | 株式会社トクヤマデンタル                           |
| 住所     | 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9               |
| 電話番号   | (フリーダイヤル) 0120-54-1182                 |