

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用送水タンク(36500042)

ペリオスコープウォータータンク

【警告】

1. 本品の使用前に、この添付文書及び併用するペリオスコープシステム及び構成品の添付文書及び取扱説明書のすべてを熟読すること。
2. 本品は、ペリオスコープシステムの専用機器である。正しく装着して適正に使用のこと。
3. 本品は、歯科医師が使用するものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けての使用を前提としている。この条件に該当しない場合は、使用しないこと。
4. 使用後は、地域の規定等に則って適切に廃棄処理を行うこと。
5. 本品の包装に破損が認められる場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要：送水装置に取り付けて使用する、ファイバー先端洗浄液を貯留するタンクである。
2. 形状、構造：中空の容器で、専用の送水装置（ペリオスコープウォーターコントローラー）に固定するネジ切りを有するタンクである。



外観：
ペリオスコープ
ウォータータンク



タンクをペリオスコープ
ウォーターコントローラー
（図上部）に装着

3. 寸法

容量	高さ	最大径	開口部外径
1L	28cm	8.8cm	2.8cm
2L	35.2cm	10.2cm	2.8cm

4. 原材料：HPDE

【使用目的又は効果】

【使用目的】

ペリオスコープファイバーシース先端部の洗浄液を貯留すること。

【使用方法等】

1. 洗浄液をタンクに注水する。
2. ペリオスコープウォーターコントローラーに取り付ける。
3. 詳細はペリオスコープシステム取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 一般的事項
 - 1) 使用に先立ち、必ず本添付文書とペリオスコープシステム取扱説明書、および同時に使用する機器の添付文書と取扱説明書を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。
 - 2) 本添付文書と取扱説明書、および同時に使用する機器の添付文書と取扱説明書は、すぐに読める場所に保管すること。
 - 3) 包装に破損等を認めた場合は、使用しないこと。
 - 4) 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合があるので、確認の上使用のこと。
 - 5) 本品は可塑性があるので、火気に近づけないこと。
 - 6) 使用後は、「廃棄物に関する法律」等に従い、適切に処理する。
2. 併用医療機器
 - 1) 併用する機器は、ペリオスコープシステムで説明された機器、あるいはそのレフィル（別売）である。
3. 準備と点検
 - 1) 使用前に必ず取扱説明書に従い準備と点検をすること。また本製品と組み合わせて使用する周辺機器についても、それらの取扱説明書に従って点検すること。なんらかの異常が疑われる場合は使用しないこと。
4. 使用方法
 - 1) 使用中に異常を感じたときは、直ちに使用を中止して、原因を探ること。原因不明の場合には、製造販売業者、購入先に連絡のこと。
5. 手入れと保管
 - 1) 70%イソプロピルアルコールで湿らせたガーゼ以外ではふかないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 水分に接することを避け、また、直射日光、紫外線、オゾン、高温・高湿を避けて保管すること。
2. 揮発性物質と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

使用者は、ペリスコープシステム取扱説明書等を参照し、始業点検終業点検を実施すること。異常が確認された場合は使用しないこと。

【業者による保守点検事項】

業者による保守点検事項に該当する事項はない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
電話番号 03-5808-9350
製造業者 ZEST ANCHORS LLC
(ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国 USA (アメリカ合衆国)