

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用象牙質接着材キット (70866002)
オールボンド 2

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

本材は以下の構成品があり、記載の成分を含みます。

構成品	性状	形状	成分
オールボンド2 プライマーA 6mL	液	ボトル	NTG-GMA、アセトン、エタノール
オールボンド2 プライマーB 6mL	液	ボトル	BPDM、アセトン、カンファキノン
デンティン/エナメル ボンディングレジン (以下 DE レジン) 6mL	液	ボトル	Bis-GMA、UDMA、メタ クリル酸ヒドロキシエチル、N,N'-ジメ チル-p-トルイジン、カンファキノン

【使用目的又は効果】

本材は、歯科用象牙質接着材キットです。

【効果に関連する使用上の注意】

- 適切な重合条件で使用する。
 - 下記の【使用方法等】に記載の重合時間（照射時間）は、可視光線（400～500nm）を照射源とした光照射器を前提に記述しております。
- 他の歯科用光重合器等を使用する場合は、使用説明書に指定された重合時間で重合してください。

【使用方法等】

- ①防湿および歯面清掃します。
- ②歯面をエッチング処理します。
ユニエッチをエッチングする部位に塗布し、15秒後水洗します。
- ③濡れた綿球にて余剰水分を除去し、湿润状態を保ちます。
- ④プライマーAとBを同量、ミキシングウェルII等に滴下し、混合します。
- ⑤混合したプライマーAとBをアプリケーター（ダークブルー プリストルブラシ）にて5層連続的に塗布します。
- ⑥5～6秒間穏やかなエアにて乾燥し、溶媒を揮散させ、表面に光沢感が得られたことを確認します。
※光沢感が得られない時はプライマーAとBを再塗布してください。
- ⑦DEレジン（ダークブルー プリストルブラシ）にて薄く塗布します。
- ⑧20秒間光重合します。
- ⑨光重合型コンポジットレジンの添付文書に従って、通法によりコンポジットレジン修復を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本材は容器の蓋を取ったままで置かないこと。プライマーには揮発成分が入っておりますので、使用后必ず蓋を確実に閉めて保管してください。蓋を外したまま放置すると接着力が低下します。
- 2) アプリケーターは材料ごと使いわけてください。又、使用ごとアプリケーターは廃棄してください。
- 3) ミキシングウェルII等に採取した本材は、遮光カバーで遮光してください。
- 4) 窓際又はライト直下等、明るい場所では本材が硬化することがありますので、強い光の当たらない場所で使用してください。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①歯髄保護、仮封にはユージノール系の材料は使用しないこと。
- ②プライマーは可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。

2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ②本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ③本材の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。また、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合は、すぐにアルコール綿等で拭いた後、流水で洗浄すること。万一目に入った場合はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ④包装、ラベルに記載の使用期限を超えて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

本材は室温で火気厳禁の暗所に保管すること。

【使用期間等】

本材の包装に記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 **株式会社モリムラ
電話番号 **03-5808-9350
製造業者 BISCO, Inc.(ビスコ インク社)
製造国 アメリカ合衆国