

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン(70847002)
ウェーブ

* シリンジチップは再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- *2. シリンジチップは再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本材は以下の構成成分があり、記載の成分を含みます。

商品名	性状	形状	成分
ウェーブ	ペースト状	シリンジ 1g	ストロンチウムガラス、UDMA、TEGDMA、二酸化ケイ素、カンファークイノン、フッ化ナトリウム、酸化第二鉄、ジヒドロキシエチル・p-トルイジン

付属品：シリンジチップ

【使用目的又は効果】

本材は、光重合型修復用コンポジットレジンです。

1. 用途

V級窩洞、I、II、III、IV級の小窩洞、小窩裂溝、破折線状部、エナメル欠損、歯頸部窩洞の充填

2. 効果に関連する使用上の注意
適切な重合条件で使用する。

- * 下記の【使用方法等】に記載の重合時間（照射時間）は、可視光線（400～500nm）を照射源とした光照射器を前提に記述しております。歯科用光重合器を使用する場合は、使用説明書に指定された重合時間で重合してください。

【色調】（全13色調）

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D3, OA2, I（インサイザル）、G（ジンジバル）、B（ブリーチ）

【使用方法等】

1. 防湿、形成、水洗をします。
2. エッチング(SDI社スーパーエッチにて30秒)をします。
3. 水洗し、余剰の水分を除去し、適度な湿潤状態とします。
4. 通法により光重合型接着材(SDI社ステイ)を塗布し、穏やかに2秒間エア（オイルフリー）乾燥し、塗布面の光沢を確認します。
- * 5. 所定の時間光重合(SDI社ラディプラスで20秒間)をします。
6. 本材を1層2mmを超えぬ厚さにて積層充填をします。
7. 1層ごとに20秒間、光重合します。
8. 通法に抛り、咬合調整、仕上研磨します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本材は容器の蓋を取ったままで置かないこと。使用后必ずキャップを確実に閉めて保管してください。
2. シリンジチップは材料ごと使いわけてください。又、使用ごとにシリンジチップを廃棄してください。
3. 窓際又はライト直下等、明るい場所では、本材が硬化することがありますので、強い光を避けて使用してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意
- * ① 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- * ③ シリンジチップは再使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
- * ① 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者、または術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ② 本材の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。

- ③ 口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合は、すぐにアルコール綿等で拭いた後、大量の流水で洗浄すること。万一目に入った場合はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ④ 窩洞が深いときは、覆髄材により歯髄を保護すること。
- ⑤ 接着材（ボンディング材）は可燃性であるので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- * 【保管方法】
本材は、直射日光を避け、室温（10～25℃）で火気厳禁の暗所に保管すること。
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- * 【使用期限】
本材の包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。
記載の方法：2007-02は、使用期限2007年2月を示す。

【包装】

- 【単品包装】
・ウェーブシリンジレフィル（1g）次の各シェード
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D3, OA2, I, G, B 1本
シリンジチップ（5本入）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ** 株式会社モリムラ
製造業者 SDI Limited (SDI社)
製造国 オーストラリア (Australia)

販売業者 株式会社日本歯科商社
東京本社 東京都墨田区石原 1-19-5
TEL 03-3625-3111