

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材(31750002)
オーソバンドペースト LC

スパチュラ、ミキシングパッドは再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品又はメタクリル酸系のモノマーに対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. スパチュラ、ミキシングパッドは再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品の形状・性状、成分は以下に記載のとおり。

構成品	形状	成分
ベース	ペースト	ストロンチウムガラス、バリウムガラス、Bis-GMA、TEGDMA、二酸化ケイ素、フッ化ナトリウム、カンファキノン他

付属品：スパチュラ、ミキシングパッド

2. 原理：

光照射による光重合にてレジンが硬化。

【使用目的又は効果】

【使用目的】

歯列矯正用帯環を歯に合着又は接着すること。

【使用方法等】

1. 歯面被着部をパミス等トラパーカップやブラシで確実に清掃する。この際、歯肉縁を傷めないように注意を払うこと。僅かな出血であっても汚染の原因となり、接着強度を低下させることがある。
2. 油分を含まぬ水で、確実に水洗する。
3. 防湿をして、油分を含まぬエアーで、歯面を十分に乾燥させる。
4. バンドを試適する。バンドの扱は、バンド製造者の指示に準じる。
5. バンド内面を清掃する。
6. ミキシングパッド上に、本材を所要量採り、直ちに、キャップを閉める。
7. バンドの内面に本材を塗布する。
8. バンドを所定の位置にて装着し、固定させる。
9. 咬合面側からペーストを 10 秒間光重合(500mW/cm²)し、硬化した余剰ペーストを除去する。
10. 咬合面側から、更に 20 秒間(500mW/cm²)、あるいは硬化を確認するまで、光重合する。

【使用上の注意】

【使用注意】

1. 感染予防のため、必ず保護グローブ等を使用すること。
2. 他の製品と混合して使用しないこと。
3. 誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合には、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
4. 使用後の容器は、「廃棄物に関する法律」等に従い、適切に処理すること。
5. 本品は容器の蓋を取ったまま置かないこと。使用後は必ずキャップを確実に閉めて保管すること。
6. 本品は窓際又はライト直下等、明るい場所で硬化することがあるので、強い光の当たらない場所で使用すること。
7. 接着の際には、温度や併用する材料により、ペーストの硬化が早くなるので、ペースト塗布後は速やかにバンドの装着を行うこと。
8. ポーセレンクラウン等への接着後、ディボンディングの際、被着体が剥離したり破損等することがあるので、注意し、損傷のある、あるいは薄い表面加工のポーセレンクラウン等への使用は避けること。
9. バンドに溶着されたアタッチメントに接着材が迷入しないよう、あらかじめブロックアウトしておくこと。

【重要な基本的注意】

1. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
2. 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が表れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
3. 本品の接触による過敏症を防ぐため、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
4. 本品を口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。軟組織や皮膚に付着した場合は、すぐに多量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合はすぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

*【保管方法】

- ・直射日光、高温多湿を避け 2～8℃の暗所に保管すること。
- ・使用に際し、必ず室温に戻してから使用のこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【使用期限等】

構成品の包装に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。

【包装】

**オーソバンドペースト LC(5g×2 本入)

(オーソバンドペースト LC 5g 1 本、スパチュラ 2 本、ミキシングパッド 1 冊)×2 袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

**株式会社モリムラ

電話番号

**03-5808-9350

製造業者

BISCO, Inc. (ビスコ インク社)

製造国

アメリカ合衆国