

機械器具(38)医療用鉤

管理医療機器 単回使用眼科用鉤 JMDN コード:35314002

販売名:モリア One 眼科用鉤

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は、1 回限りの使用とし、再使用や再滅菌を行わないこと。
- ・ 滅菌包装の破損などにより製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】



(写真は、#17223)

原材料:ステンレス鋼(先端部), MABS 樹脂(ハンドル部)

原 理:先端部を操作することにより、水晶体核分割、眼組織の拡張、引っ張り、眼内レンズのセンタリングができる。

【使用目的又は効果】

眼科手術の際に先端部を操作して、水晶体核分割、眼組織の拡張、引っ張り、眼内レンズのセンタリングを行う目的で使用する。先端は様々な種類がある。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品は、単回使用製品であるため、再使用しないこと。
2. 使用前は必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形、さび、割れのないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。
3. ハンドルを操作し、先端部により水晶体核を分割あるいは眼組織の拡張、引っ張りに使用する。また、眼内レンズのレンズ部分又はレンズ保持部分に先端部を引っ掛けて眼内レンズの位置を設定する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品を使用する際は、無菌下で行うこと。
2. 本品を使用する前に必ず正常に動作するか、又は異常がないかを確認すること。正常に動作しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。
3. 本品を曲げたり、切削などの改造を行わないこと。

<その他の注意>

1. 本品は、ディスプレイ製品であるため、1 回限りの使用とし、再使用しないこと。
2. 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管環境

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

使用期限

包装の使用期限の欄に表示。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社モリア・ジャパン
住 所 :〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1-12-3
アルカディアビル
電 話 番 号 :03-6260-8309
F A X 番 号 :03-6260-8310
外国製造業者 :モリア エス エー (フランス)
Moria SA (FRANCE)