

販売名: ヴィスコ ディセクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は、再使用禁止である。
- ・ 本品は、再滅菌してはならない。
- ・ 滅菌包装の破損などにより製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- ・ 本体



- ・ エクステンションチュービング



原材料:ディレクショナルプローブ: Ni-Ti 合金

スライドシャフト: ステンレス鋼

原 理: 増殖性後部硝子体膜下にプローブ先端を挿入し、ハンドル上部のスライドボタンを操作することによりプローブ先端の長さ角度を変化させ層間剥離を行う。また、補助的に粘弾性物質等を注入して安全に層間剥離を進めることができる。

【使用目的又は効果】

眼科手術時に灌流液などの注入を行う。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品は、単回使用製品であるため再使用しないこと。
2. 使用前は必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形、さび、割れのないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。
3. 眼科手術において、強膜切開創口(1mm 又は 0.6mm)より本品のプローブ先端を眼内に挿入する。(この時、スライドボタンによりスライドシャフトを前方に目一杯スライドさせ、プローブを真っ直ぐな状態にしておく。)
4. 増殖性後部硝子体膜下にプローブ先端を挿入し、ハンドル上部のスライドボタンを操作することによりプローブ先端の長さ角度を変化させ層間剥離を行う。
5. また、補助的にエクステンションチュービングより粘弾性物質等を注入する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品は、単回使用製品であるため、再使用しないこと。
- 2) 本品を使用する際は、無菌下で行うこと。
- 3) 本品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。正常に作動しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。

- 4) 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。
- 5) 本体のルアーコネクタにエクステンションチュービングを接続する際は、きつく締めすぎないこと。
- 6) 粘弾性物質等を注入する時は、80PSI を超える圧力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管環境

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

使用期限

包装の使用期限の欄に表示。

*【主要文献及び文献請求先】

会 社 名 : 株式会社モリア・ジャパン

住 所 : 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-12-3
アルカディアビル

電 話 番 号 : 03-6260-8309

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社モリア・ジャパン

住 所 : 〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1-12-3
アルカディアビル

電 話 番 号 : 03-6260-8309

F A X 番 号 : 03-6260-8310

外国製造業者 : シナジェティックス インク(アメリカ合衆国)
Synergetics, Inc. (USA)