

販売名:Pinnacle 鉗子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は、1 回限りの使用とし、再使用や再滅菌を行わないこと。
- ・ 滅菌包装の破損などにより製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】



(写真は、#09.05.25PIN)

<先端形状>

09.04	09.05	09.10	09.12	11.04	11.06	11.20
11.40	39.03	39.07	39.08	39.12	39.15	39.32

<ハンドルの色>

	グレー (20G)
	グリーン (23G)
	ブルー (25G)
	パープル(27G)

原材料:ステンレス鋼 (先端部), ABS 樹脂 (ハンドル部)

原 理:ハンドル部先端側を指でつまむことによりシャフト部がスライドし先端部が開閉する。これにより眼組織及び周辺組織の把持、結合、圧迫又は支持を行う。

*【使用目的又は効果】

眼組織及び周辺組織の把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品は、単回使用製品であるため再使用しないこと。
2. 使用前は必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形、さび、割れのないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。
3. 本品のハンドル部先端側を指でつまみ、先端部が開閉することを確認する。
4. 強膜切開創口より先端部を閉じた状態で眼内に挿入し眼組織及び周辺組織の把持、結合、圧迫又は支持を行う。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品を使用する際は、無菌下で行うこと。
2. 本品を使用する前に必ず正常に動作するか、又は異常がないかを確認すること。正常に動作しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。
3. 本品を曲げたり、切削などの改造を行わないこと。

<その他の注意>

1. 本品は、ディスプレイ製品であるため、1 回限りの使用とし、再使用しないこと。
2. 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管環境

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

使用期限

包装の使用期限の欄に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社モリア・ジャパン

住 所 :〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-12-3

アルカディアビル

電 話 番 号 :03-6260-8309

F A X 番 号 :03-6260-8310

外国製造業者 :シナジェティックス インク(アメリカ合衆国)

Synergetics, Inc. (USA)