

販売名:フラビューアイリスリトラクタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本製品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用しないこと。
2. 包装が完全な状態であるか個々のパッケージを確かめ、破損又はピンホールが認められた場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】



原材料:ナイロン樹脂, シリコン樹脂

原 理:リトラクタ先端部のフックに瞳孔縁をかけ引っ張る事により瞳孔を拡張し、シリコンストッパーで固定する。

【使用目的又は効果】

眼科手術、特に白内障・網膜硝子体手術に際し、小瞳孔のために手術視野が十分に確保できない場合に、本品を虹彩に固定し瞳孔を拡張することにより手術視野を確保させることを目的とする。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品は、単回使用製品であるため再使用しないこと。
2. 使用前は必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形、割れのないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。
3. 前房穿刺部 (0.3～0.5mm)よりリトラクタを挿入する。
4. 瞳孔縁にリトラクタ先端のフックをかけ装着する。(4ヶ所装着する。)
5. リトラクタを引き瞳孔を拡大させ、シリコンストッパーをスライドさせて固定する。
6. 4ヶ所のリトラクタを均等に引きながら少しずつ瞳孔を拡張する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品を使用する際は、無菌下で行うこと。
2. 本品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。異常を発見した場合には使用しないこと。
3. 本品を曲げたり、切削などの改造を行わないこと。
4. 本品の使用目的以外には使用しない。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

<その他の注意>

1. 本品は、ディスポーザブル製品であるため、1 回限りの使用とし、再使用しないこと。
2. 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管環境

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

使用期限

包装の使用期限の欄に表示。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社モリア・ジャパン
住 所 :〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1-12-3
アルカディアビル
電 話 番 号 :03-6260-8309
F A X 番 号 :03-6260-8310

外国製造業者 :シナジェティックス インク(アメリカ合衆国)
Synergetics, Inc. (USA)