

販売名:眼科用ディスポーザブル剪刀 DT

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本製品(剪刀)はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用しないこと。
2. 包装が完全な状態であるか個々のパッケージを確かめ、破損又はピンホールが認められた場合は使用しないこと。
3. 使用目的を限定されている製品は他の組織、目的に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

・剪刀



<剪刀先端部拡大写真>



材質:ステンレス鋼, ABS 樹脂

・付属品:ハンドル (未滅菌)



原 理:剪刀をハンドルに接続し、ハンドルを握る事により剪刀先端部が閉じ組織を切断する。

【使用目的又は効果】

眼科手術、特に網膜硝子体手術に使用する剪刀(はさみ)で、剪刀部は手技・症例・使用部位により、サイズを選択しハンドルに装着できる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 剪刀は、単回使用製品であるため再使用しないこと。
 2. 使用前は必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形、さび、割れのないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。
 3. ハンドル(付属品)は、未滅菌品であるため必ず事前に滅菌処理を施しておく。
- ・ 本品を滅菌する場合は下記の条件等で行うこと。

<オートクレーブ滅菌例>

重力置換

滅菌温度:121—123℃

滅菌時間:30 分間

プレバキューム

滅菌温度:132℃—134℃(但し 138℃を超えないこと)

滅菌時間:4 分

<エチレンオキサイドガス滅菌>

滅菌パラメータ等に関しては、院内のプロトコルもしくは滅菌装置の指示に従うこと。

4. 剪刀(はさみ)をハンドルに正しく接続し、ハンドル後部のクランプネジを回し剪刀(はさみ)を固定する。
5. ハンドルのスプリンググリップを握ると剪刀(はさみ)先端部が閉じ、グリップを緩めると剪刀(はさみ)先端部が開くことを確認する。
6. 強膜切開創口 (1mm 又は 0.6mm)より剪刀(はさみ)先端部を閉じたまままで眼内に挿入する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品を使用する際は、無菌下で行うこと。
2. 本品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。異常を発見した場合には使用しないこと。
3. 本品を曲げたり、切削などの改造を行わないこと。

<その他の注意>

1. 剪刀は、ディスポーザブル製品であるため、1 回限りの使用とし、再使用しないこと。
2. 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。
3. 付属品のハンドルは、再使用可能な未滅菌品であるため、使用前に必ず滅菌処理を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管環境

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

使用期限

包装の使用期限の欄に表示。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社モリア・ジャパン
住 所 :〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-12-3
アルカディアビル
電 話 番 号 :03-6260-8309
F A X 番 号 :03-6260-8310

外国製造業者 :シナジェティックス インク(アメリカ合衆国)
Synergetics, Inc. (USA)