

**2025 年 9 月作成（第 3 版）

*2024 年 4 月作成（第 2 版）

医療機器認証番号:304AFBZX00021000

機械器具(36) 医療用ピンセット
管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット JMDN コード:16209002

販売名:モリア One 網膜硝子体鉗子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は、1 回限りの使用とし、再使用や再滅菌を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

(1)レギュラータイプ



* (2) 360 タイプ



**<先端形状>

#17450/17456	#17451/17457	#17452/17458
#17453/17459	#17454/17460	#17455/17461

※ #17461 は、25G、27G のみ

**原材料: (先端部)コバルト-クロム-ニッケル-モリブデン-鉄合金
(先端部)#17456、#17457 のみ ステンレス鋼

(ハンドル部) レギュラータイプ: ABS 樹脂

360 タイプ: ポリアミド PA12

原 理: ハンドル部の開閉によって先端の把持部分が開閉し、眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合ができる。

【使用目的又は効果】

眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合に用いる機器である。本品は、単回使用である。

【使用方法等】

- 本品は、単回使用製品であるため、再使用しないこと。
- 使用前は必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形、さび、割れのないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品を使用する際は、無菌下で行うこと。
- 本品を使用する前に必ず正常に動作するか、又は異常がないかを確認すること。正常に動作しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。
- 本品を曲げたり、切削などの改造を行わないこと。

<その他の注意>

- 本品は、ディスプレイ製品であるため、1 回限の使用とし、再使用しないこと。
- 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管環境

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

使用期限

有効期間:2 年（自己認証による）。

包装の使用期限の欄に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社モリア・ジャパン

住 所 :〒101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-12-3
アルカディアビル

電 話 番 号 :03-6260-8309

F A X 番 号 :03-6260-8310

外国製造業者 :モリア エス エー (フランス)

Moria SA (FRANCE)