

類別：器 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器 JMDN：35424000
ウォッシャーディスインフェクターAWD655-2

【警告】

- 操作する際は、高温になる可能性があることに留意してください。安全ロックを無視してドアを開けないでください。[熱傷、火傷および化学火傷の危険がある]
- 本機は、水および推奨された添加化学剤のみによる操作のために設計されています。有機溶剤および引火性液体を本機内で使用してはなりません。[爆発、破損および液体漏出の危険がある]

【禁忌・禁止】

- 破損したガラスアイテムは、本機内で処理しないでください。[重大な怪我の危険がある]
- 化学剤を取り扱う際は注意してください。刺激性、腐食性または毒性の原料を含んでいることがあります。化学剤メーカーの安全の指示および安全性データシートをよく読み、保護グローブとゴーグルを着用してください。[目や皮膚への刺激および化学熱傷の危険がある]
誤って有毒蒸気や化学剤に接触してしまった場合はメーカーの安全性データシートに記載された緊急指示書に従ってください。

【形状、構造及び原理】

1. 概要

本品は再使用可能な医療機器の除染・消毒のために用いる乾燥機能を内蔵した洗浄器であり、テーブルトップタイプ、乾燥機能を有しないテーブルトップタイプ、カウンター収納タイプがある。付属品として洗浄する医療機器の形状等に応じたバスケットやホルダがある。

2. 外観および形状



1. AWD655-2



2. AWD655-2 (E バージョン)



3. AWD655-2H

(寸法)

項目	AWD655-2	AWD655-2 (E バージョン)	AWD655-2H
外径寸法 (W×D×H)mm	595×520×600	595×520×600	595×520×818
洗浄内槽寸法 (W×D×H)mm	428×415×370	428×415×370	428×415×370
重量	65kg	65kg	75kg

(電氣的定格)

項目	AWD655-2	AWD655-2 (E バージョン)	AWD655-2H
電圧	200V	200V	200V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
最大消費電力	4020W	3090W	4020W

3.動作原理

本品は内蔵循環ポンプにより洗浄水を循環させ、専用バスケットにセットされた被洗浄物を除染する。また、内蔵ヒーターにより洗浄水を加熱し、被洗浄物の消毒と乾燥を行う。

【使用目的又は効果】

再使用可能な医療機器の除染・消毒のために用いる洗浄器であり、乾燥機能を内蔵したものもある。

【使用方法】（詳細は取扱説明書を参照ください）

1 設置

- 1.1 本品は、指定した方法（取扱説明書に規定）で設置して使用する。

2 使用前の準備

- 2.1 下部格納庫のタンクに指定した洗剤、中和剤、洗浄剤を入れる。
- 2.2 本品の電源を入れる。

3 操作

- 3.1 器材を専用バスケットに載せ、洗浄槽に入れる。
- 3.2 スプレーアームが器材に接触しないことを確認し、ドアを閉める。
- 3.3 処理モードを選択する。
- 3.4 スタートボタンを押す。
- 3.5 処理開始
- 3.6 プログラムが自動で完了する。
- 3.7 ドアを開けて、洗浄物を取り出す。

4 使用終了

- 4.1 本品の電源を切る。

【使用上の注意】（詳細は取扱説明書を参照ください）

(重要な基本的注意)

1. 付属以外の給排水ホース、損傷・劣化のある給排水ホースは使用しないで下さい。
2. 給排水ホースの接続は確実に行い、水漏れのないことを確認して下さい。
3. 給排水ホースは人、物で踏まれないように設置して下さい。
4. 給排水ホースがねじれていないこと、引張られていないこと、潰されていないことを確認して下さい。
5. 洗剤ボトル、洗剤チューブ取付時はゴム手袋及び保護メガネ等の保護具を着用して下さい。
6. 付属以外の洗剤チューブ、損傷・劣化のある洗剤チューブは使用しないで下さい。
7. 洗剤チューブの接続は確実に行い、水漏れのない事を確認して下さい。
8. 洗剤チューブがねじれていないこと、引っ張られていないこ

取扱説明書を必ずご参照下さい。

とを確認して下さい。

9. 洗剤等は指定の物且つ使用期限が切れていないことを確認して使用して下さい。
10. ドアはパッキン不良や挟み込みがないことを確認して下さい。
11. 運転後、ドアを開く際に高温の湯気が放出されることがありますので、注意して下さい。
12. 運転後、洗浄物及びトレイ、バスケット類は高温になっていますので、取り出す際は、保護手袋を使用し、高温部に直接触れないで下さい。
13. スプレーアームは必ず、所定の位置に正しく取付けて下さい。正しく取付けられないと、回転不足による、製品故障、性能低下（洗浄不良）の原因となります。
14. 酸化剤を含むクリーナ、研磨剤、溶液を含むクリーナ、食器洗浄用クリーナ、ガラス用クリーナ、研磨剤入りスポンジ・ブラシ・スチームクリーナ等による洗浄は、製品表面を損傷するため使用しないで下さい。
15. 運転の途中で停止したときは、被対象物、洗浄液に触れないで下さい。再度洗浄処理を行って下さい。
16. 洗浄可能な対象物のみを、適正な配置・方法で洗浄して下さい。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

【使用環境】

装置周囲温度 5～50℃

装置周囲湿度 10～90%RH

装置周囲気圧 70～106kPa

【耐用期間】

指定された保守点検を実施した場合：7年

【自己認証（自社データ）による】

【保守・点検に係る事項】

- 1 使用者による保守点検事項
 - 1.1 日常（毎回）の保守点検項目
 - ・使用前に、洗剤、その他の添加剤の量をチェックして、必要であれば補充する。
 - ・使用前に、スプレーアームの噴出口にごみが詰まっていないか、スプレーアームがスムーズに回転するか点検する。
 - ・使用后、水漏れがないか点検する。
 - 1.2 定期の保守点検項目
 - ・洗浄槽にある排水フィルターを定期的に点検し、必要であれば清掃する。
- 2 業者による保守点検事項
 - 2.1 扉パッキンに傷や劣化がみられる場合、新品と交換する。
 - 2.2 水の循環ラインのチェック増し締めをする。

※保守契約が締結された場合のみ実施します。

点検項目や頻度は、締結された契約内容に準じます。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

（製造販売業者）

株式会社モレーンコーポレーション

東京都中野区東中野五丁目1番1号ユニゾンモール3F

Tel. 0120-73-8644

（製造業者）

AT-OS S.r.l.（イタリア）