

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科用コバルト・クロム合金線 70789000

サンコバルトクラスプ線

【禁忌・禁止】

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

該当規格：JIS T 6104

形状：丸線

直径（mm）：φ0.7、φ0.8、φ0.9、φ1.0、φ1.1、φ1.2

材質：コバルト・クロム合金

成分	含有量
コバルト	46%
クロム	20%
ニッケル	22%
タングステン	4%
モリブデン	3%
マンガン	2%
鉄	3%

【使用目的又は効果】

歯科用鉤（クラスプ又はレスト等）の作製に用いるコバルト・クロム合金線である。

【使用方法等】

- 適用症例にあわせて本品のサイズを選択し、必要寸法に切断して歯科用プライヤー又は鉗子等で屈曲・成型する。
必要に応じて軟化熱処理（900℃、3分間加熱後、放冷）を行う。
- ろう付には歯科用銀ろうを使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 口腔内での本品の削合、研磨を行わないこと。
- 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用して、粉塵を吸引しないこと。
- ろう付の前には、本品をアルコール等に浸漬して表面に付着している油脂分を除去すること。
- ろう付作業中は、換気に十分注意するとともに、保護めがねを使用して目を保護すること。
- ろう付の際に歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示の使用上の注意事項を守ること。また、作業終了後は速やかに洗面、洗眼、うがいなどを行い、フラックスによる汚染を除くこと。

【使用上の注意】

〔使用注意（次の患者には慎重に適用すること）〕

ニッケル又は本品成分及び類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、使用により過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ
電話番号 0287-29-2221

〔問い合わせ窓口〕

株式会社モリタ お客様相談センター
電話番号 0800-222-8020（無料）
Fax 番号 0800-222-6480（無料）
E-mail e-customer@morita.com