

サンコバルトクラスプ線

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症
の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタデンタルプロダクツ

電話番号：0287-29-2221

【形状・構造及び原理等】

該当規格：JIS T 6104

形状：丸線

直径 (mm)：φ0.7、φ0.8、φ0.9、φ1.0、φ1.1、φ1.2

材質：コバルト・クロム合金

成分	含有量
コバルト	46%
クロム	20%
ニッケル	22%
タングステン	4%
モリブデン	3%
マンガン	2%
鉄	3%

[お問い合わせ先]

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com

【使用目的又は効果】

歯科用鉤（クラスプ又はレスト等）の作製に用いるコバルト・
クロム合金線である。

【使用方法等】

- 適用症例にあわせて本品のサイズを選択し、必要寸法に切断して歯科用プライヤー又は鉗子等で屈曲・成型する。
必要に応じて軟化熱処理（900℃、3 分間加熱後、放冷）を行う。
- ろう付には歯科用銀ろう（サンブラチナソルダー等）を使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 口腔内での本品の削合、研磨を行わないこと。
- 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用して、粉塵を吸引しないこと。
- ろう付の前には、本品をアルコール等に浸漬して表面に付着している油脂分を除去すること。
- ろう付作業中は、換気に十分注意するとともに、保護めがねを使用して目を保護すること。
- ろう付の際に歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示の使用上の注意事項を守ること。また、作業終了後は速やかに洗面、洗眼、うがいなどを行い、フラックスによる汚染を除くこと。

【使用上の注意】*

[使用注意]（次の患者には慎重に適用すること）

ニッケル又は本品成分及び類似成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、使用により過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。

[重要な基本的注意]

MRI 検査を受ける際は、本品を用いた歯科用装置を装着していることを担当医師へ申し出るよう伝えてください。