

再使用禁止

顎骨固定用歯牙結紮線

【禁忌・禁止】

- (1) ニッケルに対してアレルギーのある患者には使用しないこと。
- (2) 本品を使用してアレルギー反応を発症した患者には使用しないこと。
- (3) 再使用しないこと。[感染予防のため]

【形状・構造及び原理等】

該当規格：JIS T6103

形状：丸線

サイズ：φ0.3, 0.4, 0.5, 0.6mm

材質：ステンレス鋼

成分	重量 %
ニッケル	10～14
クロム	16～18
鉄	61～72
モリブデン	2～3

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリタデンタルプロダクツ
電話番号 0287-29-2221

[問い合わせ窓口]

株式会社モリタ お客様相談センター
電話番号 0800-222-8020（無料）
Fax 番号 0800-222-6480（無料）
E-mail e-customer@morita.com

【使用目的又は効果】

歯科補綴物又は矯正用等の装置を作製すること。

【使用方法等】

必要とする本品の丸線サイズを使用して、顎骨の骨折時に使用する副木やシーネなどと歯牙とを結紮固定します。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
2. 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により患者がアレルギー症状を発症した場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- ・本品は再使用しないこと。
- ・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ・口腔内で破折、はずれ、脱落、切端部の露出により、口腔内を傷つけることがあるので使用には十分注意すること。
- ・誤ったサイズのワイヤーの使用により治療効果が得られない場合があるため、結さつ前に必ず確認すること。
- ・【使用方法等】に記載されていない使い方による破損等の不具合の発生は、全て術者の責任となります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。