

歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用接着材料(70834000)

アクリルプライマー

【禁忌・禁止】

- ・本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・本材には有害成分である塩化メチレンが含まれているため、局所排気装置により蒸気を確実に吸引できる場所以外では使用しないこと。
- ・塩化メチレンは揮発性が非常に高いので、使用時以外は蓋を開けたままにしないこと。
- ・本材の揮発蒸気を吸引しないこと。

【使用期限】

- ・製造日から 2 年間
- ・本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
＊EXP. XXXX-XX-XX は使用期限 XXXX 年 XX 月 XX 日を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状 液体
- 2) 成分 塩化メチレン、その他

【使用目的又は効果】

義歯床の作製、補修及び裏装において義歯床へのレジンの接着に用いる。

【使用方法等】

- ① 脱ろう後、筆を用いてレジン歯の基底面に 2～3 回塗布する。
 - ② 本品を塗布したフラスコを乾燥機にて乾燥する。
 - ③ 射出成型器に乾燥したフラスコをセットし、射出成型する。
- ※ 射出成型器及び熱可塑性樹脂の操作方法に従って射出成型すること。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本品に含まれる塩化メチレンは大量に吸収した場合、めまい、昏迷及び頭痛といった症状が現れる危険性があるため、本品の使用の際には局所排気装置により蒸気を確実に吸引できる場所で適切な換気（1 時間あたり数回の換気）を行いながら使用すること。
- ② 口腔内での塗布、乾燥は絶対に行わないこと。
- ③ 性能低下の原因となるため、他の製品と混用しないこと。
- ④ 本品を石膏表面に塗布して熱可塑性樹脂を射出すると塗布した箇所に樹脂が焼き付きますので、石膏表面には塗布しないこと。
- ⑤ 使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。
- ⑥ 本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ⑦ 高温となる場所（ストーブの側、直射日光が当たる場所など）に放置しないこと。
- ⑧ 本品は、一部プラスチック、ビニール等を溶かすので注意すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては、手袋の着用等の適切な防護処置を行なうこと。
- ③ 本材が口腔軟組織、皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織、皮膚に付着した場合には、アルコール綿球等でふき取り、多量の水で洗浄すること。また、目に入った場合には、ただちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

＊【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて冷暗所で保管すること（冷蔵保管をおすすめします）。
- ・揮発性が高いので、蓋を確実に閉めて保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。