

プロビファイン

【禁忌・禁止】

- 本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本材練和物又は液材を長時間皮膚に接触させないこと。
- 液材揮発分(モノマー蒸気)を吸入しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 成分

構成名	成分名
粉材	ポリメタクリル酸メチル、 ポリメタクリル酸エチル、顔料、その他
液材	メタクリル酸メチル、その他

※液材には①ファーストタイプと②ノーマルタイプとがある。

2) 色調

粉材の色調は下表のとおり

色調名	A1、A2、A3 ④L F ピンク、⑤クリア、⑥L F α
-----	----------------------------------

3) 付属品

粉材	計量カップ、コリンスキー筆付
液材	スポイト、ワンタッチキャップ付

【使用目的又は効果】

暫間インレー、クラウン、ブリッジ等の作製、義歯床の修理等に用いる。

【使用方法等】

1) 筆積法

- 粉材を容器に、液材をシリコンカップに少量ずつ取る。
- 筆を使い、築盛する箇所に液材を薄く塗る。
- 液材をつけた筆先で粉材に触れ、筆先に泥状のレジンが出来るようにする。
- レジン泥を築盛箇所に盛る。
- ③～④を目的の形状となるまで繰り返す。
- 通法に従い、研削、研磨する。

2) 混和法

- 粉材 1g に対し、液材 0.5ml の割合で秤量し、液材に粉材を入れる。スパチュラなどで素早く混和する。
- 混和後、餅状となったら、形成箇所に圧接する。
- 硬化後、通法に従い、研削、研磨する。

3) シリコンコア法

- 粉材 1g に対し、液材 0.5ml の割合で秤量し、液材に粉材を入れる。スパチュラなどで素早く混和する。
- 混和後、すぐにシリコンコアに流し込み、分離材を塗布した支台歯模型を圧接する。
- 硬化後、通法に従い、研削、研磨する。

- ・硬化時間 ファーストタイプ 3±1 分
 ノーマルタイプ 5±1 分

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 本材使用時の推奨温度：室温 23℃、材料温度 23℃
- 成形品は患者口腔内に装着するまで水中に保存し、残留モノマーを溶出させること。
- レジン歯と結合するときはレジン歯基底面に液材を塗布するか、維持孔を形成すること。
- 本材重合時は高温となるため火傷に注意すること。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- 液又は液と粉の混合物は、直接手で触れないこと。皮膚に付着した場合は直ちにアルコール綿で拭き取る。又、万一目に入った場合には、大量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- 本材を使用する際には、適切な換気（1 時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- 本材液材の揮発分(モノマー蒸気)を吸入しないこと。吸入した場合は新鮮な空気のところへ移動し休憩する。めまい、頭痛などの症状があらわれた場合は医師の診察を受けること。
- 小分けした材料はもとの容器に戻さないこと。
- 本材と他の常温重合レジンとの併用は避けること。
- 本材を火気の近くで使用したり火気の近くに置かないこと。
- 高温となる場所（ストーブの側、直射日光が当たる場所など）に放置しないこと。
- 本材の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

2) 重要な基本的注意

- 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、使用しないこと。
- 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 成形品は患者口腔内に装着するまで水中に保存し、残留モノマーを溶出させること。

※※【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 液材を長期間使用しない場合は、ワンタッチキャップを取り外し、中栓及び密閉キャップを装着して保管すること。
- 室温（1～30℃）で、火気厳禁の暗所に保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 使用中、使用後は、開封状態で放置しないこと。
- 一つの保管庫に、大量に保管しないこと。
- 使用及び保管場所には消火装置を備えること。

【使用期限】

本材は記載の使用期限までに使用すること。
（使用期限は当社データによる）

※※EXP. XXXX-XX-XXは使用期限XXXX年XX月XX日を示す。

※【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ： 山八歯材工業株式会社
電話番号 ： 0533-57-7121
FAX 番号 ： 0533-57-1764
e-mail ： box@yamahachi-dental.co.jp