

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント (31872000)

プロエンドⅡ

【禁忌・禁止】

本材又はガッタパーチャに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＊【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状：針状
2) 成分：酸化亜鉛、ガッタパーチャ、硫酸バリウム、色素、その他

＊3) 仕様

外観	テーパ部の全長にわたって、平滑で、均一でなければならない。
寸法	規格範囲内でなければならない。
X線不透過性	アルミニウム 6mm 相当以上のX線不透過性をもたなければならない。
ぜい（脆）弱性	破壊の兆候を示してはならない。

JIS T 6515:2011「歯科用根管充填（填）ポイント」に準ずる。

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

- 1) 消毒方法
消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム溶液を含んだガーゼで本品をふき消毒する。（オートクレーブなどの高温器内での消毒はしないこと）
2) 使用方法
① 根管を清潔にし、十分に乾燥する。
② 形成された根管の根尖部と同じサイズのメインポイントを選択する。
③ メインポイントに根管充填材をつけ、本品を形成された根管の先端まで差し込む。
④ アクセサリーポイントをメインポイントの回りに差し込み、スプレッダを用いてコンデンスする。
⑤ 完全に根管を封鎖するまで④の操作を繰り返す。
⑥ 加熱したインスツルメントを用いてポイントを根管口で切断し、プラグで垂直加圧し根管を完全に封鎖する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
① オートクレーブまたは乾熱による殺菌は避けること。
② 劣化等の原因となるため過度の加工は行わないこと。
③ 本材使用の際に不具合等生じた場合は使用を中止すること。
④ 他の歯科用根管充填ポイントと併用しないこと。
2) 重要な基本的注意
① 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
② 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 室温（1～30℃）で保管すること。
- ・ 直射日光を避け、冷暗所に保管すること。
- ・ 使用中、使用後は、開封状態で放置しないこと。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司
製造先国名：中華人民共和国

種類

	種類	色	テーパサイズ	全長(mm)
メインポイント	#15	白		26 以上
	#20	黄		
	#25	赤		
	#30	青		
	#35	緑		
	#40	黒		
	#45	白		
	#50	黄		
	#55	赤		
	#60	青		
	#70	緑		
	#80	黒		
	#90	白		
	#100	黄		
	#110	赤		
	#120	青		
	#130	緑		
#140	黒			
アソート	#25～#40			
	#35～#50			
	#45～#80			
	#90～#140			
アクセサリポイント	細小(FS)		02136	12
	細中(FM)		02926	18
	細大(FL)		02925	22
	標小(S)		02737	12.5
	標中(M)		02937	18.5
	標大(L)		02538	22.5
	太小(TS)		02954	12.5
	太中(TM)		02748	19
	太大(TL)		03742	22.5
アソート	細混(FS～FL)			12,18,22
	標準混(S～L)			12.5,18.5,22.5
	太混(TS～TL)			12.5,19,22.5