

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用高分子系仮封材料（70870002）

カフル

【禁忌・禁止】

本品又は安息香酸ベンジル、メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

(1)形状、構造：以下のとおり

種類	成分
粉材	ポリメタクリル酸エチル、 ポリメタクリル酸メチル、反応開始材、その他
液材	メタクリル酸メチル、安息香酸ベンジル、 反応開始材、その他

(2)原理：本品は歯の仮封に用いる常温重合レジンで、粉材と液材を混合することにより、化学重合する。

【使用目的又は効果】

歯の仮封に用いること。

【使用方法等】

粉材及び液材を筆積法により窩洞に充填し、重合硬化させる。

①充填前準備

窩洞形成後、窩洞面の水洗・乾燥を行う。

②充填

液材を染みこませた筆に粉材を付着させる。

筆先にできたレジン泥を窩洞に充填する。

③咬合調整

充填後、咬合により圧接する。充填開始から 1 分間以上経過後、余剰部分を取り除く（口腔内では約 3 分間で硬化する）。

④除去

探針を挿入し、本品を取り外す。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 脱落、漏洩する場合があるため、窩洞を十分に乾燥させること。
- 本品の粉と液は必要量だけを取り出して使用すること。余剰分は容器に戻さないこと。
- 取り出した粉と液は、速やかに使用し、長時間放置しないこと。
- 液は揮発性であるため、使用後、速やかに蓋を閉めること。
- 浅い窩洞や保持形態のない窩洞の場合は、対合歯があたらないように咬合調整を行うこと。
- ユージノール系の材料の上に本品を使用する場合には、ワセリンを塗布した上に本品を充填すること（直接充填すると、本品の硬化不良の原因となります）。
- レジン成分を含む材料（ボンディング材、コア材など）の上に本品を使用する場合には、ワセリンを塗布した上に本品を充填すること（直接充填すると、除去しにくくなります）。
- マトリックスを使用する場合には、マトリックスにワセリンを塗布してから使用すること。
- 露髄又は歯髄に近接した場合には、覆罩等の処置を行うこと。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ①本品及び筆は、感染防止のため、同一患者内のみで使用するこ
と。
- ②本品は可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。
- ③本品を使用する際には、適切な換気（1 時間当たり数回の換気）
がなされている場所で使用すること。
- ④歯内療法処置後の仮封や 1 ヶ月以上に渡るような長期間の
仮封などには使用しないこと。
- ⑤他の製品と混用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、し
びれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師
の診察を受けさせること。

②本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、し
びれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の
診察を受けること。

③本品又は安息香酸ベンジル、メタクリル酸系モノマーに対して、
発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこ
と。

④本品の液成分にはメタクリル酸系モノマーを含んでいるため、
蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、新鮮な空気場所で
暖かくして休憩すること。また、頭痛、めまい、吐き気、呼吸
困難等の重篤な症状を伴う場合は、すぐに医師の診察を受ける
こと。

⑤本品の液又は粉と液の混和物は直接素手でふれないこと。プラ
スチック手袋、ゴム手袋や保護メガネ等を着用して、皮膚に付
着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着し
た場合にはすぐにアルコール綿等で拭いた後、石鹸を使用して
流水で充分洗浄すること。万一、目に入った場合には、すぐに
大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

3) 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、発疹、皮膚炎などの過敏症が発生することが
あります。

※※【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ※・高温多湿、直射日光、火気等を避けて、室内の暗所に保管する
こと。
- ・同一場所に多量に保管しないこと。
- ・使用後、速やかに蓋をしっかりと閉めて保管すること。
- ・使用場所及び保管場所には消火装置を備えること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※【使用期限】

本材は記載の使用期限までに使用すること。

（使用期限は当社データによる）

※※EXP. XXXX-XX-XXは使用期限XXXX年XX月XX日を示す。

※【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp