

歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用接着材料（70834000）

ポリアミドプライマー

【禁忌・禁止】

- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 口腔内での使用は絶対に行わないこと。
- 本品の揮発蒸気を吸入しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- 形状：液体
- 成分：フルオロアルコール
- 原理：ポリアミド床義歯の補修に用いる液状の接着材料で、被接着面に塗布して用いる。

【使用目的又は効果】

義歯の補修において義歯床へのレジンの接着に用いる。

【使用方法等】

- ワックスアップされた補修ポリアミド床を通法に従い埋没・脱ろうする。
- 脱ろう後、筆を用いて本品を被接着面に塗布する。
- 通法に従い、ポリアミド樹脂の射出成型を行う。
射出成型は使用する射出成型器及びポリアミド樹脂の使用方法に従って行うこと。
- 射出成型後、石こう型より取り出し、通法に従い研磨する。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
 - 本品を使用する際には、局所排気装置により蒸気を確実に吸引できる場所で、適切な換気（1 時間あたり数回の換気）を行いながら、使用すること。
 - 本品を使用する際には、必ず医療用手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し、適切な保護措置を行うこと。
 - 本品が皮膚に付着した場合は、多量の水で洗浄し、医師の診断を受けること。目に入った場合は、直ちに流水で 15 分以上洗眼し、眼科医の診断を受けること。
 - 本品を吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移動し、安静にすること。気分が悪い時は、医師の手当を受けること。
 - 他の製品と混用しないこと。
 - 火気の近くで使用しないこと。
 - 本品使用後は手及び顔等をよく洗い、うがいをすること。
- 重要な基本的注意
 - 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
 - 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

＊【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 密閉して換気の良い冷暗所（0～23℃）にて保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

- 本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
＊EXP. XXXX-XX-XX は使用期限 XXXX 年 XX 月 XX 日を示す。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp