

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具(70722000)

[医療用品 04 整形用品]
[一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 (70914000)]

アサヒ PMMA ディスク クリア

【禁忌・禁止】

本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製品に関するお問い合わせ先】

朝日レントゲン工業株式会社
電話番号：075-921-4330
FAX 番号：075-921-6675

【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質：PMMA、その他
- 2) 色調：クリア
- 3) 形状、構造：ディスク状で以下の寸法を有する。

測定箇所	寸法 (mm)
直径	101
厚さ	13,20

公差：±0.3mm

- 4) 原理：
本品を CAD/CAM システムで切削加工することにより、サージカルガイド、サージカルステント、スプリント等を作製する。

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具をいう。
歯科咬合スプリントを作製するために用いる材料をいう。ただし、使用期間が 30 日を超えないものに限る。

【使用方法等】

- ① 本品を CAD/CAM 装置にセットし、切削加工する。
- ② カーバイドバー、シリコンポイント等にて形態修正及び研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 適切な CAD/CAM システムを使用すること。
 - ② 使用する CAD/CAM システムの使用方法に従い、切削加工すること。
 - ③ 本品の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ④ 本品の研削、研磨作業等の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を使用すること。
 - ⑤ 他の製品と混用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材に対して発疹、皮膚炎など過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
 - ② 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：山八歯材工業（常熟）有限公司
製造先国名：中華人民共和国

発売元：朝日レントゲン工業株式会社
住所：京都府京都市南区久世築山町 376-3
電話番号：075-921-4330
FAX 番号：075-921-6675