

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 (70722000)

スキャンディスク

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質：PMMA、硫酸バリウム
2) 形状、構造：ディスク状で以下の寸法を有する。

測定箇所	寸法 (mm)
直径	98.5
厚さ	20

- 3) 色調：ホワイト

- 4) 原理：

本品を歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット（CAD/CAMシステム）で切削加工することにより、X線診断用ステント、外科用ステント等を作製する。

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

【使用方法等】

- ① 本品を CAD/CAM 装置にセットし、切削加工する。
② 加工終了後、通法に従って形態修正及び研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ① 適切な CAD/CAM システムを使用すること。
 - ② 使用する CAD/CAM システムの使用方法に従い、切削加工すること。
 - ③ 本品の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
 - ④ 本品の研削、研磨作業等の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を使用すること。
- 2) 重要な基本的注意
- ① 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
 - ② 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
 - ③ メタクリル系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 高温多湿、直射日光を避けて室内で保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp