

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気レーズ(70739000)

メタルポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

構造：外観写真のとおり



＊仕様

本体寸法 φ 155×H225mm
重量 4kg
電源 AC100v
回転数 1200rpm/50Hz
 1450rpm/60Hz
コントローラ 107×52×13mm
タイマー 1～99 分
自動反転 1～9 分

構成品一覧

種類	サイズ	届出番号
メディア	0.5×5.0mm 0.3×5.0mm	23B1X10001C09031
樹脂容器	—	非医療機器
研磨テーブル用コームシート	—	非医療機器
メディア分離用ザル	—	非医療機器
ミラークリーナー	—	非医療機器
クリーンアップ	—	非医療機器
ミラークリーナー用ディスペンサー	—	非医療機器

【使用目的又は効果】

電動機を用いて補綴物を研削・研磨する低速回転の機器である。

【使用方法等】

- 1) 機器の設置には安定した水平の出ている作業台を使用すること。
- 2) 機器の詳細な操作方法及び使用方法是付属の取扱説明書をよく読むこと。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① ペースメーカー使用者は本機器の操作をしないこと。また、作動の有無にかかわらず近づかないこと。
- ② 発熱して危険なため、金属製（アルミ、鉄など）容器を用いて研磨作業をしないでください。
- ③ 本機器を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
① 本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。

- ② 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。

2) 重要な基本的注意

- ① ペースメーカー使用者は本機器の操作をしないこと。また、作動の有無にかかわらず近づかないこと。
- ② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
- ③ 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 機器及び付属品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・ 機器を使用しない時はメインスイッチを切り、電源プラグを抜くこと。
- ・ 水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・ ホコリ等機器に悪影響の生ずるおそれのない場所に設置、保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ： 山八歯材工業株式会社
電話番号 ： 0533-57-7121
FAX 番号 ： 0533-57-1764
e-mail ： box@yamahachi-dental.co.jp

取扱説明書を必ずご参照ください。