

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気レーズ(70739000)

JDS ミニレーズ

【形状・構造及び原理等】

形状、構造は以下のとおり



本体寸法 : W155×D130×H130mm
重量 : 3.4kg
電源 : AC100-130V
消費電力 : 200W
付属品 : タケノコ（左右各 1 本）、取付用レンチ、コンセントソケット

【使用目的又は効果】

電動機を用いて補綴物を研削・研磨する装置で、低速回転のものをいう。

【使用方法等】

付属品のタケノコを取り付け、研磨工程にあわせて研磨用パフ、ホイール、ブラシ等を装着し、通法に従い歯科技工物、歯科補綴物を研磨する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① タケノコ、研磨用ブラシ等を取り付けた後、POWER ボリュームスイッチが OFF の状態になっていることを確認の上、電源コードをコンセントに接続すること。
- ② POWER ボリュームスイッチを回転させて ON 状態にし、徐々に低速回転から高速回転に上げ、回転数を調節すること。
- ③ 回転数は 7,000rpm 以下で使用する。
最高回転数が 7,000rpm 以下のブラシ、パフ等を装着の際は、そちらに従うこと。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 使用前に予備稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
- ② タケノコを取り付けるとき、取付用レンチでしっかりとネジを締め、外れないことを確認すること。
- ③ 研磨を行う際には、粉塵による人体への影響を避けるために、保護メガネ、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ④ 水の影響等により漏電する恐れがあるため、アースを取り付けてから使用すること。
- ⑤ 使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- ⑥ 故障の原因となるため、稼働中に無理な力を加えての作業や、モーターを止めることは避けること。また、使用後は本品に付着した研磨粉等を清掃すること。
- ⑦ 長時間の使用により、パワーが低下した場合は電源を切り、モーターを一定時間休ませること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。

- ② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX 番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : ブラックストーンインダストリーズ
(Blackstone Industries LLC.)
製造先国名 : アメリカ合衆国

発売元 : 株式会社日本歯科商社
住所 : 東京都墨田区石原 1-19-5
電話番号 : 03-3625-3111